

ICON 125

CARROZZINA POLIFUNZIONALE



REHASENSE

**NUOVO
PRODOTTO**



ICON 125

CARROZZINA POLIFUNZIONALE, DALLE MOLTEPLICI REGOLAZIONI



Le carrozzine comfort, o “carrozzine multifunzionali”, come vengono chiamate, devono soddisfare requisiti elevati per rispondere alle esigenze di utenti e assistenti. Le ICON 125 offrono un ottimo comfort di seduta e di posizione, oltre a numerose possibilità di regolazione integrate per garantire un adattamento preciso. Il nostro sistema di mobilità modulare ICON consente di scambiare e combinare molti componenti delle nostre carrozzine 125 (in alluminio) con le carrozzine della nostra gamma ICON 10-40. Disponibile anche nella versione autospinta (su richiesta).

CARATTERISTICHE

- Dotata di sistemi posturali per braccioli e pannelli laterali
- I cuscini del sedile e dello schienale forniscono un buon controllo posturale e una distribuzione della pressione del corpo offrendo un buon supporto laterale
- Il telaio dello schienale è regolabile in inclinazione, profondità e altezza per adattarsi meglio all'utilizzatore
- L'appoggiatesta è regolabile in altezza, angolazione e profondità
- Molti sono gli accessori disponibili e intercambiabili tra i diversi modelli di carrozzine ICON: tavolini, dispositivi antiribaltamento, ombrello, portabombola ossigeno, portafebo, supporti laterali regolabili, dispositivo di abduzione, cintura addominale e altro ancora

COLORI

argento

DATI TECNICI

Portata massima	Peso	Larghezza seduta (cm)	Profondità del sedile	Altezza sedile anteriore	Altezza sedile posteriore	Angolo di inclinazione	Range di inclinazione
150 kg	Sed. 41 cm 31 kg Sed. 46 cm 33 kg Sed. 51 cm 36 kg	41, 46, 51 cm	40 - 53 cm (per sedute 41/46) 45 - 58 cm (per sedute 51)	44 - 47 cm	43 - 50.5 cm	fino a 35 °	fino a 30 °

RUOTE E FRENI

- Disponibili ruote posteriori da 24" (20" e 22" su richiesta) per la versione ad autospinta e ruote posteriori da 16" per la versione da transito
- Le ruote anteriori sono disponibili in PU nero da 8" (6" e 7" su richiesta)
- Le opzioni dei freni includono: freni a tamburo (su richiesta) e dispositivo manuale

TELAIO E TRASPORTO

- Il telaio può essere allungato nella parte anteriore di 5 cm (sedute: 41/46 cm) o 10 cm (sedute: 51/56/61 cm)
- Dotato di staffe di fissaggio anteriori e posteriori per fissare la carrozzina come un sedile in auto

CUSCINI SCHIENALE E SEDUTA

- Schienale: buon supporto laterale e lombare
- Seduta: alleggerimento della pressione sotto la tuberosità ischiatica, sostegno aggiuntivo sui lati laterale e mediale delle cosce e nella zona posteriore a livello dei glutei
- Sono disponibili le manopole di spinta anatomiche (optional su richiesta)

CARATTERISTICHE SPECIALI

Salvo modifiche ed errori



Braccioli: regolabili in altezza e profondità. Poggiatesta con appoggio polpacci regolabili ed elevabili in altezza, con imbottitura girevoli

Poggiatesta con supporto laterale, regolabile in altezza, profondità, inclinabile e traslabile lateralmente

Maniglie di spinta regolabili in altezza con dispositivo frenante

DISTRIBUTORE

Seguitemi sui social media



La gestione della qualità di Rehasense è conforme agli standard ISO 9001 e ISO 13485, come confermato da TÜV NORD. I dispositivi medici di Rehasense hanno il marchio CE e soddisfano i requisiti del Regolamento UE 2017/745 (MDR).

