

MULTIEQUIPMENT

Microdermabrasion instrument with diamond heads.
Ideal to exfoliate the most superficial layer of the skin.
Equipped with 9 heads and 2 handles with vacuum system to suction dead cells.

Equipo de microdermoabrasión mediante puntas de diamante. Utilizado para tratamientos de exfoliación de la capa córnea de la piel. Equipado con 9 cabezales y 2 aplicadores con sistema de vacío para la succión de las células muertas.

Appareil de microdermabrasion par tête à diamant. Idéal pour des traitements d'exfoliation de la couche cornée de l'épiderme. Équipé de 9 têtes et de 2 applicateurs avec système à vide pour l'aspiration des cellules mortes.

Mikrodermabrasionsgerät mit Diamantaufsätzen. Es wird verwendet, um ein Peeling der Hornschicht durchzuführen. Mit 9 Aufsätzen und zwei Handstücken mit Vakuum System ausgestattet, um tote Zellen abzusaugen.

Apparecchiatura di microdermoabrasione con punte di diamante. Utilizzata per trattamenti di esfoliazione dello strato corneo della cute. Dotata di 9 testine e 2 applicatori che generano il vuoto per l'aspirazione delle cellule morte.

Microdermabrasion Ref. F336B

Weight: 4,8Kg
Size: 33x27,5x10 cm

Input voltage: 100 ~120V /220 ~240V
Input frequency: 50Hz/60Hz
Rated power: 80 W
Standby power: < 4W
Working pressure: 0 - 0,82 bar (615 mmHg)
Flow: 28 l/min

PACKING SIZE cm
49x45x19,5

N.W. kg

4,8

G.W. kg

6

