

CARROZZINA ELETTRONICA BUTTERFLY PLUS EVO



DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Carrozzina elettronica pieghevole progettata per uso interno.

- Meccanismo di chiusura che richiede un solo passaggio, semplice e preciso
- Design leggero e accattivante
- Joystick destro o sinistro.
- Disponibile come accessorio una staffa che consente all'accompagnatore la guida tramite joystick
- Schienale regolabile in altezza in inclinazione
- Pedane ribaltabili dotate di poggiapiedi regolabile e cinturino ferma polpacci
- Ruotine antiribaltamento di serie
- Batteria estraibile
- Alloggiamento per batteria supplementare
- Braccioli ergonomici ribaltabili e regolabili in altezza
- Seduta tensionabile
- Pratica borsa portaoggetti
- Ruote anteriori dotate di doppia sospensione a molla

GAMMA PRODOTTI

Codice prodotto	Descrizione	BD/RDM	CND
PL001-8002	CARR.ELETRR.PIEGHEVOLE BUTTERFLY PLUS EVO	2461833	Y122127

INFORMAZIONI GENERALI

FABBRICANTE	Suzhou KD Intelligent Device Co., Ltd 36 Gugang Road, 215400 Taicang China
--------------------	--

CARROZZINA ELETTRONICA BUTTERFLY PLUS EVO

MANDATARIO	Acekare 7 Rue de Mireport 33310 Lormont France
-------------------	---

DATI REGOLATORI

CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO	I Conforme al Regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017.
--------------------------------------	--

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni	<p>Altezza Braccioli: 23-28 cm Altezza Schienale: 45-50 cm Altezza totale: 95 - 100 cm Distanza Seduta pedana: 33-45 cm Larghezza Seduta: 46 cm Profondità seduta: 44 cm Larghezza totale: +19 cm Distanza tra i braccioli: 48-53 cm Profondità totale: 106-112 cm Profondità senza pedane: 85 cm Altezza cuscino: 5 cm Altezza anteriore seduta: 51 cm</p> <p>Altezza posteriore seduta: 49 cm Dimensioni da chiusa: 63x42x83 cm Reclinazione schienale: 7° Pendenza Affrontabile: 12° Ruote Posteriori: 12" Ruote Anteriori: 7" Velocità Massima: 6 Km/h Batteria: 24V-12 Ah Batteria Supplementare: 24V-12 Ah Autonomia: 15 km Autonomia con batteria supplementare: 25 Km Motori: 2x250 W</p>
Peso	<p>Peso con batteria: 32,6 Kg</p> <p>Peso senza batteria 30 Kg</p>



CARROZZINA ELETTRONICA BUTTERFLY PLUS EVO

Portata massima	Portata Massima: 150 Kg
------------------------	-------------------------