

ILIAQ

Professional gynaecology chair. Equipped with 3 motors that control height, backrest and seat inclination. Footrest adjustable by gas lift. Cut-out seat specially designed for gynaecology with a stainless-steel waste tray under seat. Supplied as standard with reclining armrests. The lateral metal guides allow the installation of a pair of stirrups, adjustable in height and rotation. The 3 motors are adjusted by the hand controller, which also includes a safety lock system and the RESET function to bring the chair back to zero position. Grey PU upholstery of high quality that eases cleaning.

Sillón de reconocimiento ginecológico profesional. Dispone de 3 motores que controlan la altura, la inclinación del respaldo y la del asiento. El reposapiés se ajusta mediante palanca y doble pistón de gas. El asiento está diseñado con un recorte cuadrangular que aloja una bandeja inoxidable para depositar residuos orgánicos. Equipado de serie con reposabrazos abatibles. Las guías metálicas laterales permiten insertar las perneras que pueden ajustarse en altura y en rotación. El mando de mano controla los 3 motores y además incluye una función de bloqueo de seguridad y una función de Reset. Tapizado PU gris de alta calidad y de fácil limpieza.

Fauteuil professionnel pour l'examen de gynécologie. Il est équipé de 3 moteurs qui contrôlent la hauteur et l'inclinaison de dossier et celle du siège. Le repose jambes est réglable au moyen d'un levier qui active 2 vérins à gaz. Le design du siège est avec un bouchon gynéco qui loge un plateau en acier inoxydable pour des déchets organiques. Il est équipé de série des repose-bras rabattables. Les guides métalliques latérales permettent d'introduire les étriers, réglables en hauteur et rotatifs. La télécommande contrôle les 3 moteurs et intègre la fonction de verrouillage de sécurité et fonction Reset. Revêtement en PU gris de haute qualité et facile à nettoyer.

Professioneller Gynäkologie-Stuhl. Es verfügt über 3 Motoren, um die Höhe, die Neigung der Rückenlehne und des Sitzes zu verstellen. Die Verstellung der Fußstütze erfolgt über einen Hebel und eine Doppelgasdruckfeder. Halbschalen-Form Sitz mit einer Edelstahlchale zur Entsorgung organischer Abfälle. Standardmäßig mit klappbaren Armlehnen ausgestattet. Die seitlichen Metallführungen ermöglichen das Einführen der in Höhe und Drehung verstellbaren Beinhalterungen. Die Handfernbedienung steuert die 3 Motoren und verfügt außerdem über eine Sperrtaste und eine Reset-Funktion. Hochwertige grau pflegeleichte PU-Polsterung.

Poltrona per ginecologia professionale. Dispone di 3 motori che controllano l'altezza, l'inclinazione dello schienale e quella del sedile. La regolazione del poggia piedi avviene tramite leva e doppio pistone a gas. Il sedile è progettato con una forma quadrangolare che ospita un vassoio inossidabile per depositare i rifiuti organici. Dotata di serie di braccioli pieghevoli. Le guide metalliche laterali permettono di inserire i gambali che possono essere regolati in altezza e rotazione. Il telecomando controlla i 3 motori e include anche una funzione di blocco di sicurezza e una funzione di ripristino. Imbottitura in PU grigio di alta qualità e facile da pulire.

Electric Gynecology Bed Ref. 2219G

Size without armrest:
165/180 x 62 x 56/118 cm
Size with armrest:
165/180 x 83 x 56/118 cm
Weight: 84 Kg
Upholstery: PU
Thickness mattress: 7,5-11,5 cm
Motors: 3

- 1 Height (up & down) 56/85cm
- 2 Adjustable and removable armrests 180°
- 3 Backrest angle 0° ~ 80°
- 4 Legrest angle 0° ~ 95°
- 5 Trendelenburg 0° ~ 30°
- 6 Gynaecology leg supports
- 7 Hand Controller
- 8 Stainless-steel waste tray

OPTIONS Wheels

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Packaging size cm | 127,5 x 78,5 x 63 |
| N.W. kg | 84 kg |
| G.W. kg | 97 kg |
| Loading capacity | 175 kg |



ILIAQ

