

# ROLLATOR BARIATRICO ROLLY-HD



## DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Rollator bariatrico in alluminio verniciato, indicato per l'uso esterno.  
Impugnature anatomiche e regolabili in altezza  
2 Ruote anteriori piroettanti, 2 ruote posteriori fisse  
Dotato di sedile, poggiaschiena e cestino porta oggetti

## GAMMA PRODOTTI

Codice prodotto	Descrizione	BD/RDM	CND
15605900	ROLLATOR ROLLY-HD	2371594	Y120609

## INFORMAZIONI GENERALI

<b>FABBRICANTE</b>	Movi Spa Divisione Wimed Via Dione Cassio, 15 20138 Milano Italia
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------

## DATI REGOLATORI

<b>CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO</b>	I Conforme al Regolamento Europeo MDR 2017/745 del 5 Aprile 2017.
--------------------------------------	----------------------------------------------------------------------

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Colore</b>	BORDEAUX/NERO
---------------	---------------

# ROLLATOR BARIATRICO ROLLY-HD

<b>Dimensioni</b>	Larghezza: 73 cm Profondità: 70 cm Altezza impugnatura regolabile: da 85 a 98 cm Dimensione seduta: 50 x 34 cm Altezza seduta da terra: 57 cm
<b>Peso</b>	9,2 Kg
<b>Portata massima</b>	225 Kg