

# SCOOTER SW1400



## DESCRIZIONE TECNICO COMMERCIALE

Scoter classico di medie/piccole dimensioni, dal design semplice e adatto a persone di tutte le età

- 4 Ruote pneumatiche da 330,2x88,9 mm
- Motore 24V/800W
- Sterzo regolabile in inclinazione
- Sedile con schienale, ruotabile e completo di poggiatesta
- Braccioli ribaltabili e regolabili in altezza e in larghezza
- 2 Specchietti retrovisori
- Luci e segnalatori a led anteriori e posteriori
- Clacson e cicalino di avviso retromarcia
- Ruote anteriori e posteriori dotate di ammortizzatori dedicati
- Cestino portaoggetti anteriore di serie
- Sedile smontabile e abbattimento manubrio per riduzione ingombri
- Batterie 12V/50ah
- Caricabatterie 120-230V/24V/5A
- Distanza regolabile tra sedile e sterzo
- Display con indicazione dati di guida e stato di carica della batteria
- Autonomia 40 km (tolleranza +/- 5 km in base a peso utilizzatore, terreno e velocità)

## GAMMA PRODOTTI

Codice prodotto	Descrizione	BD/RDM	CND
SW1400	SCOOTER SW1400 COLORE: GRIGIO (SILVER)	2492551	Y122124

## INFORMAZIONI GENERALI

<b>FABBRICANTE</b>	Suzhou Sweetrich Vehicle Industry Technology co., Ltd. No. 68 XinFa Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu, China, 215123
--------------------	--

# SCOOTER SW1400

<b>MANDATARIO</b>	MedPath Limited 27 Old Gloucester Street, London United Kingdom, WC1N 3AX
-------------------	---

## DATI REGOLATORI

<b>CLASSE DEL DISPOSITIVO MEDICO</b>	I
--------------------------------------	---

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Colore</b>	Grigio
<b>Dimensioni</b>	Lunghezza: 140 cm Larghezza: 71 cm Altezza: 108 cm Peso con batterie: 124,5 Kg Velocità massima: 15 Km/h Larghezza sedile: 50 cm Profondità sedile: 48 cm Altezza sedile-pedana: 49 cm Altezza schienale: 74 cm Altezza braccioli-sediele: 26 cm Massima pendenza affrontabile: 15°
<b>Peso</b>	124,5 Kg con batterie
<b>Portata massima</b>	150 Kg
<b>Alimentazione Elettrica</b>	Batterie 12V/50ah Motore 24V/800W picco di potenza 1600W