

Collare cervicale modulare pediatrico TOT


TOT è un collare cervicale modulare ideato per contrastare il Torcicollo Miogeno Congenito ed evitare il peggioramento del quadro patologico iniziale.

NOVITÀ
2024



Codice articolo	Descrizione
ALLCOLLTOT	Collare cervicale modulare pediatrico TOT

Collare HEADMASTER CONFORT - versioni neonato/bimbo/ragazzo



Il collare CONFORT HEADMASTER è il supporto ideale per le persone che soffrono di sindrome della testa cadente. Ottima funzionalità di sostegno e di posizionamento del capo, linea estetica poco invasiva che non compromette l'aspetto estetico della persona. Leggero, traspirante, fresco e con rivestimento lavabile. I collari CONFORT nelle misure pediatriche sono più morbidi ed adatti a bimbi a partire dai 6 mesi.

"A" distanza centro del mento-angolo mandibola

Codice articolo	Descrizione - Taglia e misura "A" in cm
ALLCOLL N	Collare CONFORT HEADMASTER - NEONATO 6,5 cm
ALLCOLL B	Collare CONFORT HEADMASTER- BIMBO 7,5 cm
ALLCOLL R	Collare CONFORT HEADMASTER- RAGAZZO 9 cm

Supporto WC per bambini

Supporto per WC, ideato per l'utilizzo del water in sicurezza da parte dei bambini grazie alla forma contenitiva dello schienale che fornisce un supporto laterale alla seduta, alla cinghietta regolabile ed al cuneo divaricatore che previene lo scivolamento in avanti. Il design favorisce la rapida pulizia ed asciugatura, l'alta qualità dei componenti evita il rischio di corrosione. Può essere sanificato in autoclave fino alla temperatura di 85° per un massimo di 3 minuti. Disponibile in due taglie: MEDIUM e LARGE. La versione MEDIA è disponibile anche dotata di gambe di supporto per la regolazione in altezza (5 misure). Questa base rialzante, ha 4 appoggi rivestiti all'estremità da puntali antiscivolo: consente di applicare un piccolo secchio sotto il foro e di utilizzare il supporto come un vasino portatile (WC) in maniera indipendente.

Misura MEDIA consigliata per bimbi dai 5 ai 10 anni.
Taglia LARGE consigliata per bambini di età superiore a 10 anni.
La base di appoggio regolabile consente di adeguare l'altezza da 22 a 30 cm

- 80° - max 3 minuti
- taglia MEDIA
 - ↔ 23 cm ↗ 29 cm
 - ↓ schienale 38 cm
 - ↕ foro 14x18 cm
 - 📦 5 kg
 - max 50 kg
- taglia LARGE
 - ↔ 34 cm ↗ 34 cm
 - ↓ schienale 51 cm
 - ↕ foro 17x22 cm
 - 📦 4 kg
 - max 50 kg



NOVITÀ
2024



Codice articolo	Descrizione
BI SUPPWCMED	Supporto WC per bambini misura MEDIUM
BI SUPPWCLAR	Supporto WC per bambini misura LARGE
BI SUPFULWCM	Supporto WC per bambini misura MEDIA con base

Fasciatoio a muro

- ↗ 60 cm
- ↔ 157 cm
- ↗ richiusa 5 cm
- ↕ supporti vasca 36 cm
- ↕ supporti doccia 90 cm
- temperatura max 120°
- 📦 6,7/7,3 kg
- max 100 kg



Fasciatoio a muro ideato per facilitare il lavaggio di bambini o per le operazioni di cura e cambio di indumenti: l'ausilio a seconda dei supporti utilizzati, consente di aumentare l'altezza di vasche da bagno o del piatto doccia, agevolando le operazioni del genitore o dell'assistente e semplificando lo spostamento del bimbo. Grazie alle sue caratteristiche rappresenta uno strumento per recuperare spazio, utilizzabile anche all'interno di ambienti ristretti. I supporti da 90 cm consentono di utilizzare il fasciatoio anche sul pavimento.

Realizzato in acciaio altamente resistente, con seduta a contatto con l'utente in nylon, facile da ripulire ed igienizzare. La struttura è fissata alla parete ed è ripiegabile, questo consente di richiuderla quando non utilizzata generando un ingombro minimo. Disponibile in due versioni: con supporti differenti per vasca e per doccia o pavimento.

Codice articolo	Descrizione
BIFASCMU VAS	Fasciatoio a muro per vasca

Codice articolo	Descrizione
BIFASCMU DOC	Fasciatoio a muro per doccia - pavimento

Maniglione KIDS MOBELI

- ↗ totale 53 cm
- ↗ impugnatura 31 cm
- ventosa 11 cm
- impugnatura 26 cm
- max 75 kg



Maniglione a ventosa con diametro dell'impugnatura ridotto. Soluzione mobile per evitare forature, seguire la crescita del bimbo. Facile da trasportare o per l'uso in strutture sprovviste di adattamenti.

Codice articolo	Descrizione
ALL008 KIDG	Maniglione KIDS MOBELI lunghezza 31 cm

