

Rampe mobili




Le rampe vengono utilizzate per superare gradini, bordi di marciapiedi e dislivelli.

Sono inoltre utilizzate per caricare scooter elettrici e carrozzine su automobili o automezzi in genere.

È preferibile scegliere sempre la rampa più lunga possibile. Maggiore è la lunghezza della rampa, minore è la pendenza, rendendola più semplice da superare. Le pendenze consigliate variano secondo il peso e l'autonomia dell'utente o dell'eventuale assistente. Indicativamente spaziano da 1:7 (14%) per carrozzina manuale con autpropulsione a 1:5 (20%) per carrozzina manuale spinta da assistente o carrozzina elettrica.



Grado d'inclinazione diagramma 1:5



Rampe mobili - linea STEPLESS

La linea STEPLESS di GULDMANN comprende 12 modelli, ciascuno dei quali con quattro o cinque misure differenti. L'ampiezza della gamma e le curate finiture ne fanno la linea top in Europa.

Stepless
by Guldmann



Rampe larghe

Stepless
by KOBELCO

Particolarmente adatte per installazioni permanenti o semipermanenti nonché per l'ingresso su automezzi. Garantiscono una grande comodità sia per l'utente sia per l'assistente. Ottime per scooter o carrozzine elettriche, passeggini. La versione pieghevole richiede meno spazio di quella fissa quando non utilizzata.

Rampa fissa larga



Codice articolo	↕	↔ interna/esterna	max	📦
R 030-100	1000 mm	770/880 mm	325 kg	9,7 kg
R 030-125	1250 mm	770/880 mm	325 kg	12,1 kg
R 030-150	1500 mm	770/880 mm	325 kg	14,4 kg
R 030-200	2000 mm	770/880 mm	325 kg	19,1 kg
R 030-300	3000 mm	770/880 mm	200 kg	28,6 kg

Rampa larga pieghevole



Codice articolo	↕	↔ interna/esterna	max	📦
R 040-150	1500/780 mm	770/880 mm	325 kg	17,5 kg
R 040-200	2000/1030 mm	770/880 mm	325 kg	22,2 kg
R 040-250	2500/1280 mm	770/880 mm	200 kg	26,9 kg
R 040-300	3000/1530 mm	770/880 mm	200 kg	31,7 kg

Rampe PRO larghe pieghevoli

Rampe adatte per installazioni permanenti, ottime per scooter, carrozzine elettriche, passeggini, ausili con 3 ruote. Vista la capacità di carico, è possibile utilizzare le rampe PRO larghe per ausili pesanti, oppure merci, anche su transpallet.

NOVITÀ
2024

Stepless
by KOBELCO

Codice articolo	↕ chiusa/aperta	↔ interna/esterna	max	📦
R 046-100	520/1000 mm	820/870 mm	400 kg	11 kg
R 046-160	850/1600 mm	820/870 mm	400 kg	18 kg
R 046-200	1050/2000 mm	820/870 mm	400 kg	21 kg
R 046-250	1300/2500 mm	820/870 mm	400 kg	25 kg
R 046-280	1450/2800 mm	820/870 mm	400 kg	29 kg

Ampie maniglie di presa ad alto grip, superficie antiscivolo con fori per il drenaggio di acqua e sporco. Le rampe PRO sono pieghevoli per essere riposte in meno spazio quando non utilizzate.



Rampe a binario

Stepless
by KOBELCO

Dotate di maniglie pieghevoli, superficie antiscivolo integrata con fori per il drenaggio di acqua e sporco che garantisce una usura ridotta ed un solido punto di appoggio. La funzione di blocco impedisce alla rampa di scivolare durante l'uso. I modelli a binario vengono facilmente trasportati grazie al minimo ingombro e peso ridotto. La versione telescopica è estremamente flessibile perchè riesce ad adattarsi a tanti dislivelli, esigenze e luoghi-contesti differenti. La tipologia a lunghezza fissa è indicata per il superamento di altezze uniformi.

Rampa telescopica



Codice articolo	↕ max/min	↔ interna/esterna	max	📦 pezzo
R 015-090	840/580 mm	190/235 mm	400 kg	2,8 kg
R 015-120	1130/750 mm	190/235 mm	400 kg	3,7 kg
R 015-200	1960/1160 mm	190/235 mm	300 kg	5,6 kg

Rampa telescopica a tre sezioni



Codice articolo	↕ max/min	↔ interna/esterna	max	📦 pezzo
R 016-200	1930/870 mm	170/235 mm	300 kg	6,5 kg
R 016-300	2820/1160 mm	170/235 mm	250 kg	8,2 kg

Rampa fissa



Codice articolo	↕	↔ interna/esterna	max	📦 pezzo
R 000-050	500 mm	210/235 mm	400 kg	1,5 kg
R 000-105	1160 mm	210/235 mm	400 kg	3,1 kg

Rampa pieghevole



Codice articolo	↕ max/min	↔ interna/esterna	max	📦 pezzo
R 020-110	1040/570 mm	210/235 mm	400 kg	3,8 kg
R 020-150	1440/760 mm	210/235 mm	400 kg	4,9 kg
R 020-200	1940/1010 mm	210/235 mm	400 kg	6,3 kg



Rampe ultraleggere LITE



Le rampe LITE sono in assoluto le più leggere presenti sul mercato grazie alla loro composizione unica in materiale composito di fibra di vetro e grafite. Il cardine centrale consente alla rampa di essere piegata riducendo l'ingombro. Da aperta presenta una larga superficie di scorrimento, con trattamento anti-scivolo superficiale. Le rampe della linea LITE sono la scelta ovvia per utenti o assistenti che desiderino un peso minimo e una maggiore autonomia. Particolarmente indicate per i viaggi o per un giro in città.

Codice articolo	↗	↔ int./est./piegata	↕ bordi	↕ piegata	📦 max	📦
R 100-070	700 mm	730/730/365 mm	0 mm	38 mm	300 kg	3,5 kg
R 100-085	850 mm	780/780/390 mm	0 mm	38 mm	300 kg	4 kg
R 100-125	1250 mm	760/780/390 mm	25 mm	106 mm	300 kg	6 kg
R 100-165	1650 mm	760/780/390 mm	25 mm	106 mm	300 kg	7,5 kg
R 100-205	2050 mm	760/780/390 mm	25 mm	106 mm	300 kg	9,5 kg

Borsa da carrozzina per LITE da 70 cm





La rampa LITE nella versione da 70 cm (pesa solo 3,5 kg) può essere trasportata nel retro della carrozzina per un'ottima autonomia.

Codice articolo	Descrizione
R 100-000	Borsa da carrozzina per rampa LITE da 700 mm

Rampa LITE chiudibile in 3 sezioni

Nuova versione della rampa LITE, lunghezza totale 72 cm, larghezza 80 cm, chiudibile in tre sezioni per ridurne ulteriormente l'ingombro quando non utilizzata. Ripiegando "a fisarmonica" la rampetta lo spazio occupato è estremamente ridotto (72x29 cm).

NOVITÀ
2024



Codice articolo	↗	↔ int./est./piegata	↕ bordi	↕ piegata	📦 max	📦
R 200-072	720 mm	800/820/290 mm	0 mm	38 mm	300 kg	3,5 kg

Rampe a valigetta EASYFOLD PRO

Rampa a valigetta EASYFOLD PRO 2



Con un'ampia superficie di scorrimento quando aperta, si piega trasversalmente richiedendo poco spazio quando chiusa. Trasportabile comodamente come una valigia. Ottima per scooter e per carrozzine elettriche.

Codice articolo	↗	↔ interna/esterna	↔ da piegata	📦 max	📦
R 080-95	935 mm	760/776 mm	398 mm	350 kg	7,8 kg
R 080-120	1185 mm	760/776 mm	398 mm	350 kg	9,0 kg
R 080-150	1485 mm	760/776 mm	398 mm	350 kg	11,4 kg
R 080-180	1785 mm	760/776 mm	398 mm	350 kg	13,4 kg
R 080-210	2085 mm	760/776 mm	398 mm	350 kg	15,8 kg

Rampa a valigetta EASYFOLD PRO 3

Innovativa rampa, unisce una larga superficie utile a un piccolo ingombro da chiusa, grazie alle tre sezioni in larghezza invece che le due del modello Easy Fold Pro 2.

Codice articolo	↗	↔ interna/esterna	↔ da piegata	📦 max	📦
R 085-165	1635 mm	760/786 mm	273 mm	350 kg	13,4 kg



Rampa a valigetta e telescopica EASYFOLD



Perfetta per compensare forti differenze di altezza. Una rampa larga, facile da regolare alla lunghezza desiderata. Unica nel suo genere perché oltre che essere telescopica, si piega trasversalmente, per cui richiede meno spazio delle altre rampe quando è riposta o trasportata.

Codice articolo	↗ max/min	↔ interna/esterna	↔ da piegata	📦 max	📦
R 070-180	1830/1120 mm	760/820 mm	405 mm	325 kg	16,4 kg
R 070-210	2130/1270 mm	760/820 mm	405 mm	325 kg	18,9 kg
R 070-240	2440/1430 mm	760/820 mm	405 mm	325 kg	21,4 kg
R 070-300	3050/1730 mm	760/820 mm	405 mm	200 kg	26,4 kg



Rampe a binario telescopiche a 3 sezioni



Rampa telescopica a binario in tre sezioni, utile anche quando è necessaria una lunghezza inferiore. Genera un **minimo ingombro** quando non utilizzata così da riportarla in poco spazio. Prodotto con finiture di qualità: la superficie è forata per un maggior grip (e ne favorisce la pulizia), fascia antiscivolo nella parte a contatto con il dislivello da superare e blocco di sicurezza tra le diverse sezioni azionabile con una chiave fornita in dotazione.

Codice articolo	↗ min	↗ max	↔ binario int/est	📦 max	📦 binario
RAMP3SEZ 200	84 cm	200 cm	18/24 cm	260 kg	6,8 kg
RAMP3SEZ 285	110 cm	285 cm	18/24 cm	260 kg	9,3 kg


Rampa larga chiudibile a libro



Rampa a piano unico e chiudibile in senso longitudinale per esser riposta con poco ingombro. Consigliata per **gradini ed ostacoli fino a 35-45 cm** (indicativamente) se l'utente utilizza una carrozzina elettrica o in presenza di un assistente. **Maniglia per agevolare lo spostamento**, superficie ad alto grip e fascia antiscivolo nella sezione a contatto con il dislivello da superare. Presenta due fori per un eventuale ancoraggio al gradino.

Codice articolo	↗	↔	↖ chiusa	📦 max	📦
RAMPIEG180	180 cm	72 cm	36 cm	300 kg	14 kg

Rampetta per soglie



Rampetta a piano unico per il superamento di piccoli ostacoli come dislivelli e gradini. Dotata di una **superficie ad alto grip** e fascia antiscivolo nella sezione a contatto con il dislivello da superare. Presenta un foro per un eventuale ancoraggio al gradino.

Codice articolo	↗	↔	📦 max	📦
RAMPETT60	60 cm	75 cm	300 kg	4,5 kg
RAMPETT90	90 cm	75 cm	300 kg	6,7 kg
RAMPETT120	120 cm	75 cm	300 kg	9,2 kg
RAMPETT150	150 cm	75 cm	300 kg	13 kg

Rampette per gradino/soglia in gomma

Rampette in gomma naturale con sezione superiore antiscivolo. Impiegate per il superamento di gradini o soglie sia in ambienti interni che esterni. Grazie alla composizione in caucciù le rampette hanno una stabilità e tenuta elevata, fino a 250 kg, sono impermeabili e possono essere adattate alla larghezza desiderata tramite un tagliarino.



Codice articolo	↕	↔	↗	📦 max	📦
RAMPCAU 20	2 cm	90 cm	15 cm	250 kg	2 kg
RAMPCAU 30	3 cm	90 cm	20 cm	250 kg	2,9 kg
RAMPCAU 40	4,4 cm	90 cm	25 cm	250 kg	3,5 kg

Rampetta componibile in gomma



Rampetta componibile in gomma, utilizzabile in ambienti interni ed esterni per il superamento di soglie delle porte o di un gradino. La larghezza della può essere ridotta, tagliando la misura necessaria. Le "anime" in gomma della rampa sono assemblate tramite la colla in dotazione o i connettori in plastica. La superficie e la base delle rampette sono antiscivolo ad alto grip.

Codice articolo	↕	↔	↗	📦 max	📦
R COMPGOMM11	1,1 cm	80 cm	8 cm	250 kg	0,46 kg
R COMPGOMM22	2,2 cm	80 cm	16 cm	250 kg	1,5 kg
R COMPGOMM33	3,3 cm	80 cm	24 cm	250 kg	3,2 kg
R COMPGOMM44	4,4 cm	80 cm	32 cm	250 kg	5,6 kg
R COMPGOMM55	5,5 cm	80 cm	40 cm	250 kg	8,6 kg
R COMPGOMM66	6,6 cm	80 cm	48 cm	250 kg	13,8 kg
R COMPGOMM77	7,7 cm	80 cm	56 cm	250 kg	18,6 kg

Rampe per gradino in gomma

NOVITÀ
2024



Rampe in gomma naturale con sezione superiore antiscivolo per il superamento di un dislivello in ambienti interni ed esterni. Impermeabili, in materiale di ottima qualità, dotate di stabilità e tenuta fino a 250 kg. Declinando lateralmente queste rampe consentono all'utente un utilizzo anche dalla sezione corta ovvero dal "fianco" agevolando il trasferimento in contesti con spazi ridotti.

Codice articolo	↕	↔	↗	📦 max	📦
RAMPCAU 60	6 cm	110 cm	42 cm	250 kg	13,8 kg
RAMPCAU 75	7,5 cm	110 cm	46 cm	250 kg	21 kg
RAMPCAU 100	10 cm	90 cm	53,5 cm	250 kg	21,2 kg