

Manico lungo multiuso GIMEFIVE con 5 testine

- ↗ 585 mm
- ↗ impugn. 146 mm
- ↔ impugn. 290 mm
- ↗ spugna 113 mm
- ↔ spugna 71 mm
- ↕↔ piegato 340x70x70 mm
- 📦 214 g
- 1 manico - 5 testine



Manico lungo multiuso: rende più semplici le attività di igiene in doccia e vasca di persone con ridotta motricità (in particolare nella zona scapolo-omeroale) o affetti da patologie neuromuscolari. Le cinque testine sono rapidamente intercambiabili, direttamente dall'utente, e si prestano a differenti usi. L'impugnatura è rivestita in gomma antiscivolo ed è dotata di un laccetto per riporre facilmente l'ausilio quando non utilizzato. GIMEFIVE è pieghevole, inoltre può essere regolato in tre differenti posizioni 90°, 140° e 180° a seconda delle esigenze e della tipologia di testina utilizzata:

- insaponatore • spugna morbida • spugna esfoliante • spazzola • pietra pomice



Codice articolo	Descrizione
VQ GIMEFIVE	Manico lungo multiuso GIMEFIVE con 5 testine

Spugna con impugnatura lunga

- ↗ 575 mm
- ↗ impugn. 425 mm
- ↗ spugna 147 mm
- ↔ spugna 90 mm
- 📦 78 g



Codice articolo	Descrizione
VQ SPUMANLU	Spugna con impugnatura lunga

Spugna dall'impugnatura lunga e ricurva, riduce lo sforzo delle braccia e del collo necessario per raggiungere ogni zona del corpo. L'asola sull'impugnatura consente di riporre comodamente la spugna quando non utilizzata.

Spazzola con manico allungato e curvo

- ↗ 480 mm
- ↗ impugn. 170 mm
- ↕ spazzola 130 mm
- ↗ spazzola 70 mm
- 📦 214 g




Codice articolo	Descrizione
VQ SPAZZCURV	Spazzola con manico allungato curvo

L'impugnatura ergonomica e antiscivolo lunga e ricurva segue l'anatomia del corpo e consente di ridurre i movimenti complessi degli arti superiori per raggiungere con la spazzola agevolmente la schiena e le spalle.

Dosatore bagnoschiama per schiena



- ↗ 440 mm
- ↗ manico 345 mm
- ⊘ dosatore 85 mm
- 📦 150 g



Codice articolo	Descrizione
VQ DOSAPONE	Dosatore bagnoschiama con manico lungo

Impugnatura lunga e ricurva per spalle e schiena, con un "serbatoio" per raccolta e rilascio del bagnoschiama. Superficie con effetto massaggiante.

Pettine lungo

- ↗ 360 mm
- ↗ impugn. 260 mm
- 📦 101 g



Codice articolo	Descrizione
VQ PETTLUN	Pettine lungo

Ausili per la cura dei capelli, i pettini, grazie alla linea ricurva e alla lunga impugnatura sono utilizzati per ridurre la forza necessaria per raggiungere ogni punto del capo escludendo così i movimenti complessi di braccia, mani e spalle.

Spazzola capelli con manico lungo

- ↗ 360 mm
- ↗ impugn. 260 mm
- 📦 101 g



Codice articolo	Descrizione
VQ SPAZZLUNG	Spazzola capelli con manico lungo

Lavatoio per capelli gonfiabile

- ↔ 610 mm
- ↗ 710 mm
- ↕ 150 mm
- 📦 690 g



Per il lavaggio dei capelli a letto, ha pareti gonfiabili per il massimo confort e la copertura delle spalle, un apposito tubo scarica l'acqua utilizzata.

Codice articolo	Descrizione
VQ LAVACAP	Lavatoio per capelli gonfiabile

Lavatoio per capelli rigido

- ↔ 430 mm
- ↗ 120 - 320 mm
- 📦 50 mm



Facilmente trasportabile, ideato per il lavaggio dei capelli sulla carrozzina, costituito da pareti rigide e un laccio con chiusura in velcro regolabile.

Codice articolo	Descrizione
VQ LAVCAP RIGIDO	Lavatoio per capelli rigido

Lavatoio gonfiabile con borsa doccia

NOVITÀ 2024

- ⊘ 570 mm
- ↕ 180 mm
- ↗ borsa 330x500 mm
- ↔ tubo 590 mm
- 📦 6 l



Unisce le funzioni di un lavatoio e di una borsa doccia: ideato per l'igiene personale di utenti allettati oppure per il lavaggio del viso o dei capelli. Semplifica le operazioni di cura da parte del care-giver e dell'assistito. Il lavatoio gonfiabile garantisce il massimo confort, fornito con pompa manuale, è dotato di uno scarico per l'acqua. La confezione comprende la sacca con doccia per l'utilizzo dell'acqua pulita (circa 6 litri). Articolo utile anche per l'uso in campeggio o viaggio.

Codice articolo	Descrizione
VQ FULAVBORS	Lavatoio gonfiabile con borsa doccia

Tappetino antiscivolo per doccia e vasca

Garantisce maggiore stabilità su superfici bagnate o umide, il rivestimento per un alto grip fornisce sicurezza negli spostamenti in bagno.

↔ 540 mm
↗ 540 mm
↑↓ 20 mm



↔ 700 mm
↗ 400 mm
↑↓ 20 mm

Codice articolo	Descrizione
VQ TAPPETIN DOC	Tappetino per doccia antiscivolo

Codice articolo	Descrizione
VQ TAPPETIN VASC	Tappetino per vasca antiscivolo

Adesivi antiscivolo per vasca e doccia



⊙ 40 mm
72 pz (rotolo)




I dischetti antiscivolo evitano lo slittamento su superfici spesso scivolose come il fondo della vasca oppure un box doccia. Non sono dannosi a contatto con i piedi perchè non creano alcuno ostacolo per l'utente. Forniti in rotolo con 72 dischi adesivi antiscivolo.

Codice articolo	Descrizione
VQ DISCNOSLIP	Adesivi in rotolo per vasca e doccia - 72 pz

Spazzola per piedi con ventose

↗ 280 mm
↔ 140 mm
↑↓ 28 mm
■ 296 g




Codice articolo	Descrizione
VQ SPAZZPIED	Spazzola per piedi con ventose

Spazzola con setole per la pulizia dei piedi, con base antiscivolo per l'utilizzo su superfici bagnate o umide. Permette di provvedere all'igiene dei piedi sgravando la schiena, le spalle da movimenti e torsioni ed escludendo il sollevamento delle gambe.

Spugnetta lavapiedi con manico lungo

↗ 680 mm
↗ impugn. 600 mm
■ 112 g
1 spazzola
2 spugne ricambio



Codice articolo	Descrizione
VQ SPULAVAPIE	Spugnetta lavapiedi con manico lungo

La spugna con manico lungo permette di provvedere all'igiene degli stessi escludendo il sollevamento delle gambe ma raggiungendo agevolmente le falangi e le ossa metatarsali. Dispone di due spugne di ricambio e di una sezione con spazzolino.

Tagliaunghie con ventose

↗ 100 mm
↔ 56 mm
↑↓ 14 mm
■ 72 g



Codice articolo	Descrizione
VQ TAGUNG	Tagliaunghie con ventose

Fissato su una superficie piana, attraverso le ventose, consente di tagliare le unghie in modo più semplice e sicuro. Ideato per utenti con funzionalità e controllo limitato degli arti superiori, presenta una limetta e dispone di una leva allungata e più lunga per facilitare il raggiungimento dei piedi.

Spazzolina per corpo, unghie con ventose

↗ 102 mm
↔ 55 mm
↑↓ 45 mm
■ 68 g



Codice articolo	Descrizione
VQ SPAZZVENT	Spazzolina per corpo, unghie con ventose

Si presta a molteplici usi: sia come ausilio per l'igiene per il lavaggio delle unghie e del corpo ma anche come soluzione per lavare verdura oppure pentole o posate. La ventosa ancora la spazzolina alla cucina, al lavabo o alle piastrelle del bagno.

Strizzatubetti ad una mano

⊙ 55 mm
↑↓ 44 mm
■ 27 g



Per pazienti emiplegici o amputati: consente di spremere il tubetto del dentifricio, di creme o alimenti con l'utilizzo di una sola mano. L'ausilio è ancorato al lavabo/tavolino tramite tre ventose, posizionando il tubetto all'interno grazie ad una rotellina permette la fuoriuscita del contenuto senza esercitare una forza notevole.

Codice articolo	Descrizione
VQ STRIZZATUB	Strizzatubetti ad una mano