

DATA DI STAMPA: Giovedì, 27 Giugno 2024

► VAI ALLA SCHEDA ON-LINE [www.chinesport.it/go/XGA020/](http://www.chinesport.it/go/XGA020/)

#### XGA020 ERGOMETRO ORIZZONTALE BRX-R3000

##### Computer di allenamento:




- **Visualizzazione parametri di allenamento:** Velocità, calorie, tempo, distanza, pulsazioni, RPM, Watt.
- **Programmi:** 1 manuale, 12 predefiniti, Recovery, 1 user, 4 HRC, 1 Watt e bodyfat test.



### Specifiche tecniche e dimensioni

Sistema frenante :	Induzione magnetica
Massa volante :	16 kg
Rapporto di trasmissione :	1:32
Regolazione sellino :	Regolazione orizzontale con schienale
Rilevazione cardio :	Hand pulse, ricevitore wireless integrato
Ruote da trasporto :	Si
Dimensioni :	173 x 67 x 112 h cm
Certificazioni :	EN957 - 5 SB
Alimentazione :	240 VAC - 50 Hz
Peso :	70 kg
Portata massima :	160 kg
Manubrio :	-

### Documentazione disponibile online

<b>Manuale istruzioni</b> - User manual English	 .PDF 3.09 MB
<b>Manuale istruzioni</b> - Manuale utente Italian	 .PDF 4.12 MB
<b>Dichiarazione di conformità</b> - Dichiarazione conformità Italian, English	 .PDF 55.78 KB

 Il documento è disponibile per il download in area riservata

## Accessori



### XGA063 FASCIA TORACICA TOORX 3C

Fascia cardio toorx a tripla trasmissione. Portata max.10 m Bluetooth. Regolazione della fascia cardio da 60 a 105 cm

**Altre immagini dell'articolo**

