


DATA DI STAMPA: Mercoledì, 26 Giugno 2024

► VAI ALLA SCHEDA ON-LINE www.chinesport.it/go/XGA021/

XGA021 ERGOMETRO BRX-100 ERGO

Computer di allenamento:

- **Visualizzazione parametri di allenamento:** distanza, tempo, calorie, pulse, velocità, RPM, pulsazioni, watt, recovery.
- **Programmi:** 1 manuale, 4 beginner, 4 avanzati, 4 sportivi, 4 cardio, 1 Watt, bodyfat test.




Specifiche tecniche e dimensioni

Sistema frenante :	Induzione magnetica
Massa volante :	14 kg
Rapporto di trasmissione :	1:32
Regolazione sellino :	Regolazione verticale e orizzontale
Rilevazione cardio :	Hand pulse
Ruote da trasporto :	Si
Dimensioni :	103 x 56 x 137 h cm
Certificazioni :	EN957 - 5 HA
Alimentazione :	240 VAC - 50 Hz
Peso :	37 kg
Portata massima :	150 kg
Manubrio :	Regolazione inclinazione

Documentazione disponibile online

Manuale istruzioni - User manual English  .PDF 3.06 MB

Manuale istruzioni - Manuale istruzioni Italian  .PDF 2.67 MB

 Il documento è disponibile per il download in area riservata

Accessori



XGA063 FASCIA TORACICA TOORX 3C

Fascia cardio toorx a tripla trasmissione. Portata max.10 m Bluetooth. Regolazione della fascia cardio da 60 a 105 cm

Altre immagini dell'articolo

