

DATA DI STAMPA: Mercoledì, 26 Giugno 2024

► VAI ALLA SCHEDA ON-LINE www.chinesport.it/go/XGA023/

XGA023 ERGOMETRO ORIZZONTALE BRX-R9500

Orizzontale professionale con accesso facilitato. Console con 3 display a led bianco + 1 display con grafico a LED bianco. Auto alimentato tramite generatore elettrico funzionante con la pedalata.

Computer di allenamento:




- Visualizzazione parametri di allenamento: tempo, distanza, calorie, velocità, RPM, pulsazioni, watt, recovery index
- Programmi: 1 libero, 12 predefiniti, 4 user, HRC, Watt, Recovery, Body fat tester




Specifiche tecniche e dimensioni

Sistema frenante :	Induzione magnetica
Massa volante :	--
Rapporto di trasmissione :	1:32
Regolazione sellino :	regolazione orizzontale
Rilevazione cardio :	Hand pulse, ricevitore wireless integrato
Ruote da trasporto :	Si
Dimensioni :	172 x 75 x 122h cm
Certificazioni :	EN ISO 20957-1-5 (classe SA)
Alimentazione :	Auto alimentata +batteria ricaricabile
Peso :	85 kg
Portata massima :	180 kg
Manubrio :	--

Documentazione disponibile online

Dichiarazione di conformità - Dichiarazione ce Italian, English	 .PDF 74.55 KB
Manuale istruzioni - User manual English	 .PDF 4.88 MB
Manuale istruzioni - Manuale utente Italian	 .PDF 5.08 MB

 Il documento è disponibile per il download in area riservata

Altre immagini dell'articolo

