

DATA DI STAMPA: Martedì, 25 Giugno 2024

► VAI ALLA SCHEDA ON-LINE www.chinesport.it/go/XGA078/


XGA078 BIKE ORIZZONTALE MULTIFIT

Innovativa dotata di bracci movibili ed oscillanti sincronizzati con i pedali, i quali garantiscono la possibilità di esercitare gli arti superiori unitamente a quelli inferiori.

Sedile ruotabile di 90° a destra o sinistra consente un agevole accesso per le persone con ridotta mobilità.

Computer di allenamento:

- Visualizzazione parametri di allenamento: tempo, distanza, calorie, velocità, frequenza cardiaca, RPM, WATT.
- Programmi: 1 manuale, 10 predefiniti, 1 WATT, 4 HRC, 4 user,
- Body fat tester



Specifiche tecniche e dimensioni

Sistema frenante :	Induzione magnetica
Massa volanica :	14 kg
Rapporto di trasmissione :	1:16
Regolazione sellino :	regolazione orizzontale e rotazione 90
Rilevazione cardio :	Hand pulse, ricevitore wireless integrato
Ruote da trasporto :	Si
Dimensioni :	147 x 75 x 114h cm
Certificazioni :	EN ISO 20957-1 - 5 (classe HC)
Alimentazione :	230 VAC - 50 Hz
Peso :	46 kg
Portata massima :	120 kg
Manubrio :	Impugnature regolabili in altezza

Documentazione disponibile online

Dichiarazione di conformità - Dichiarazione ce Italian, English	 .PDF 593.35 KB
Manuale istruzioni - User manual English	 .PDF 4.56 MB
Manuale istruzioni - Manuale utente Italian	 .PDF 5.41 MB

 Il documento è disponibile per il download in area riservata

Altre immagini dell'articolo

