



# GIMA

## NUOVA CABINA AUDIOMETRICA PRO 25 - 96x96x197 cm

**Codice:** 33648  
**Categoria:** Cabine silenziose  
**Unità di vendita:** 1 pz.  
**Quantitativi minimi:** 1  
**Dispositivo:** Dispositivo medico  
**Classe:** I  
**NSIS:** 2227172  
**CND:** Z12149002  
**EAN13:** 8023279336504



**Descrizione:** NEW PRO 25 - 96x96x197 cm

Cabina mobile, leggera, insonorizzata, facile da installare in pochi minuti.  
Interni in poliuretano fonoassorbente rivestito con materiale per isolamento acustico lavabile e igienizzabile.  
Esterno composto da pannelli resistenti, ignifughi e lavabili.  
Modulo per connessione cavo incluso.  
Made in Italy.

Porta ad apertura a scelta (destra/sinistra) con chiusura magnetica.

**Caratteristiche tecniche:** Misure esterne (cm): 96x96x197  
Misure interne (cm): 85x85x180  
Porta misure cm: 55x168  
Apertura: Sinistra/Destra  
Dimensione finestre cm: 52x52  
Materiale: 2 cristalli isolanti in vetro di sicurezza  
Spessore parete cm: 5,5  
Peso (kg): 198  
Ventilazione: no  
Riduzione del rumore testata dB a 1.000 Hz: 31,5  
Potenza di illuminazione interna V-Hz: : 230 - 50/60  
Norme: Classe I Regolamento UE 2017/745 relativo ai Dispositivi Medici

**Dotazione standard:**

- modulo per connessione cavo audiometro silenzioso
- illuminazione interna
- scatola in legno ISPM-15 per il trasporto
- manuale: GB, IT