



# GIMA

## KIT ESERCITAZIONE SUTURA (pad + strumenti + suture)

**Codice:** 23022  
**Categoria:** Suture  
**Unità di vendita:** 1 pz.  
**Quantitativi minimi:** 1  
**Dispositivo:** Non dispositivo medico



**EAN13:** 8023279230222

**Descrizione:** KIT ESERCITAZIONE SUTURE

**Include:** pad in silicone (23020), 6 strumenti e 4 lame in acciaio inox, 8 suture e un astuccio in cuoio nero.

**Destinato solo a formazione ed esercitazione, non all'uso medico o veterinario.**

**Etichette e manuale multilingue:** GB, FR, IT, ES, PT.

**Dimensioni del kit** 19,5x22,5x3,5 cm

**Dotazione standard:** 1 astuccio  
1 pad per suture

**6 strumenti:**

1 porta aghi - 12,5 cm  
1 pinza Adson - 12,5 cm  
1 forbice Iris - 12,5 cm  
1 manico bisturi n. 3 - 12,5 cm  
1 pinza Mosquito - 12,5 cm  
1 pinza medicazione - 12,5 cm

**4 lame:**

2 lame bisturi n. 10  
2 lame bisturi n. 11

**8 suture:**

2 suture nylon 3/0  
2 suture nylon 4/0  
2 suture seta 3/0  
2 suture seta 4/0