



GIMA

POLTRONA ELETTRICA NEFERTITI - 3 motori - bianca

Codice: 28046
Categoria: Poltrone elettriche e meccaniche
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Non dispositivo medico



EAN13: 8023279280463

Descrizione: POLTRONA ELETTRICA NEFERTITI - 3 motori - bianca

Poltrona elettrica molto stabile e comoda concepita per ottimizzare lo spazio di lavoro grazie alla rotazione a 240°.

Altezza, schienale e inclinazione della seduta controllati da 3 motori, con pedale o pulsantiera.

Poggiapiedi regolabile con pompa a gas, braccioli reversibili e poggiatesta regolabile.

Alimentazione: 220-240 V - 50/60 Hz.

Manuale: GB, FR, IT, ES.

Misure: 186x86xh 58-88 cm

Peso netto: 79 kg

Portata max: 175 kg

Regolazione dell'altezza: 58-89 cm