



# GIMA

## BILANCIA SIRIO con altimetro - 150 kg

**Codice:** 27305  
**Categoria:** Bilance a colonna meccaniche  
**Unità di vendita:** 1 pz.  
**Quantitativi minimi:** 1  
**Dispositivo:** Non dispositivo medico



**EAN13:** 8023279273052

**Descrizione:** BILANCIA SIRIO - 150 kg meccanica con altimetro (85-210 cm)  
Robusta e affidabile bilancia con quadrante per garantire misurazioni esatte e precise.  
Quadrante grande per facilitare la lettura.  
Manuale utente: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, Arabo.

**Caratteristiche tecniche:** Portata: 150 kg  
Sensibilità: 500 g  
Peso: 13 kg  
Dimensioni: 68 x 27,5 x 108 cm  
Piattaforma: 37 x 27 cm  
Imballaggio 106 x 34 x 29 cm