




GIMA

NEGATIVOSCOPIO 2x3 PANNELLI 76 x 122 cm

Codice: 27369
Categoria: Negativoscopi
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: I
NSIS: 102569
CND: Z110702
EAN13: 8023279273694



Descrizione: I negativoscopi GIMA sono stati realizzati tenendo presente le indicazioni cliniche che richiedono una luce bianchissima per una precisa lettura dei dettagli.

Made in Italy.

- Dimensioni esterne
- Lunghezza: 127 cm
- Altezza: 2x43 cm
- Profondità: 12 cm
- Peso: 28 kg
- 2x3 pannelli

Sono dotati di uno schermo in acrilico, dello spessore di 3 mm e sono costruiti secondo le vigenti normative di sicurezza (fusibile, spina Schuko, luce verde ON/OFF, ecc.).

Possono essere utilizzati a parete o sul tavolo, in posizione orizzontale o verticale.

Chassis in proliscato d'alluminio preverniciato con polvere epossidica (RAL 7035).

Caratteristiche tecniche: Temperatura colore: bianco freddo 6.500°K
Alimentazione: 230 V - 50 Hz (60 Hz disponibili con sovrapprezzo)
Fusibile di protezione: 2x1A
Interruttore bipolare
Spina: Schuko con cavo 2 metri
Tutti i componenti UL, DVE, IMQ approvati