



# GIMA

## NEGATIVOSCOPIO VERTICALE 92x38 cm

**Codice:** 27372  
**Categoria:** Negativoscopi  
**Unità di vendita:** 1 pz.  
**Quantitativi minimi:** 1  
**Dispositivo:** Dispositivo medico  
**Classe:** I  
**NSIS:** 102600  
**CND:** Z110702  
**EAN13:** 8023279273724



**Descrizione:** I negativoscopi GIMA sono stati realizzati tenendo presente le indicazioni cliniche che richiedono una luce bianchissima per una precisa lettura dei dettagli.

Made in Italy.

- Dimensioni esterne
- Lunghezza: 43 cm
- Altezza: 97 cm
- Profondità: 12 cm
- Peso: 11 kg
- 2 pannelli verticali

Sono dotati di uno schermo in acrilico, dello spessore di 3 mm e sono costruiti secondo le vigenti normative di sicurezza (fusibile, spina Schuko, luce verde ON/OFF, ecc.).

Possono essere utilizzati a parete o sul tavolo, in posizione orizzontale o verticale.

Chassis in proliscato d'alluminio preverniciato con polvere epossidica (RAL 7035).

**Caratteristiche tecniche:** Temperatura colore: bianco freddo 6.500°K  
Alimentazione: 230 V - 50 Hz (60 Hz disponibili con sovrapprezzo)  
Fusibile di protezione: 2x1A  
Interruttore bipolare  
Spina: Schuko con cavo 2 metri  
Tutti i componenti UL, DVE, IMQ approvati