



# GIMA

## TAVOLO SERVIPRANZO

**Codice:** 27449  
**Categoria:** Carrello servitore e pranzo  
**Unità di vendita:** 1 pz.  
**Quantitativi minimi:** 1  
**Dispositivo:** Non dispositivo medico



**EAN13:** 8023279274493

**Descrizione:** TAVOLO SERVIPRANZO

Tavolo per consentire ai pazienti di pranzare, con struttura tubolare in alluminio lucido. Ripiano superiore in legno laminato bianco, facile da pulire, con bordo in gomma PVC antiurto. Due piedini in gomma e due ruote in plastica Ø 50 mm per facilitare il trasporto e per un utilizzo confortevole.

Fornito smontato.

Dimensioni: 110x42x93 cm

Made in Italy.