



# GIMA

## LETTINO SINTHESI MITO-elettrico-con pedale-blu

**Codice:** 27578  
**Categoria:** Lettini  
**Unità di vendita:** 1 pz.  
**Quantitativi minimi:** 1  
**Dispositivo:** Dispositivo medico  
**Classe:** I  
**NSIS:** 2348477  
**CND:** V080603  
**EAN13:** 8023279275780



**Descrizione:** LETTINI SINTHESI MI.TO.

- Elettrico - blu
- Sezioni: 6
- SWL (Carico di lavoro sicuro) 180 kg
- Regolazione altezza (48-100 cm): pedale

Lettoni per visite e terapia a due motori, con regolazione elettrica dell'altezza mediante rail o pedale a bassa tensione (24 V). Hanno sei o otto sezioni: la sezione del tronco può essere regolata elettricamente senza sforzo dall'operatore, usando la tastiera dietro la testa del lettino, mentre il paziente è sottoposto alla terapia; le altre sezioni possono essere regolate con uno o più sistemi di molle a gas. La sezione della testa è dotata di un foro ovale per la respirazione, per un maggiore confort. Lettoni ideali per terapie con tecniche di rilascio miofasciale e analisi posturale. Ampia gamma di posizioni possibili in flessione/estensione, simmetriche o asimmetriche. Alimentazione 230 V - 50/60 Hz. Forniti con copertura per foro naso-bocca e manuale di esercizi di educazione posturale.

**Ruote retrattili:** quando le ruote sono retratte, il lettino poggia sul telaio

**Made in Italy.**