



GIMA

BARELLA PROFESSIONALE con sponde e portabombola

Codice: 27804
Categoria: Barelle ospedaliere da corsia
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: I
NSIS: 1995171
CND: Y123099
EAN13: 8023279278040



Descrizione: **BARELLA PROFESSIONALE con poggiatesta regolabile, sponde laterali e supporto per bombola di ossigeno**

**Barella innovativa, elegante, pratica e facile da utilizzare.
Carrello costituito da tubolare robusto per un'ottima stabilità.
4 ruote Ø 200 mm (2 con freno), paraurti, maniglia per spinta.
Intelaiatura removibile con poggiatesta regolabile.
Dimensioni: 196x76xh 75 cm (nette: 193x68 cm).
Portata max: 200 kg.
Peso: 70 kg.**

Made in Italy.