



GIMA

AEROSOL SMART

Codice: 28123
Categoria: Aerosol pistone domiciliare
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: II A
NSIS: 2506591
CND: Z12159002
EAN13: 8023279281231



Descrizione: AEROSOL SMART

Aerosol a compressore, facile da utilizzare, azionabile con un solo pulsante, ideale per uso domestico e ospedaliero. Leggero e compatto. Pompetta affidabile con durata superiore a 1000 ore. Altamente efficace per somministrare i farmaci per il trattamento di asma, allergie e altri disturbi respiratori.

Fornito con tubo inalatore, mascherina per adulti e per bambini, boccaglio, 2 filtri dell'aria e manuale multilingue in GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, RO, DK, HU, HR, BG.

Caratteristiche tecniche: Capacità max.: 10 ml
Portata d'aria: >7 l/min
Modalità di funzionamento: 20 min ON, 40 min OFF
Pressione max.: 210~400 Kpa
Pressione e velocità di nebulizzazione: 60~180 Kpa; circa 0,35 ml/min
Dimensione particelle: = 5µm 60%
Intervallo altitudine di funzionamento: 0-2000 m
Rumorosità: circa 55 dB
Tensione: CA 230 V, 50 Hz, 0,7A; = 80W
Dimensioni - peso: 140x140x100 mm - 1,1 kg
Sicurezza: Classe II, Tipo B