



GIMA

ASPIRATORE TOBI CLINIC 2 vasi 4 litri

Codice:	28215
Categoria:	Aspiratori chirurgici ospedalieri
Unità di vendita:	1 pz.
Quantitativi minimi:	1
Dispositivo:	Dispositivo medico
Classe:	II A
NSIS:	590729
CND:	Z120105
EAN13:	8023279282153



Descrizione: TOBI CLINIC - aspiratore chirurgico

- Vasi: 2 x 4 l
- Alimentazione: 220-230 V
- Modello con pedale: no

Ideali per uso ospedaliero, sono fabbricati in ABS.

Quattro rotelle antistatiche, due delle quali con bloccaggio, permettono una perfetta mobilità.

Dotati di indicatore di vuoto per il controllo dell'aspirazione (1 bar), e vasi da 2 o 4 litri costruiti con makrolon autoclavabile, con graduazione a 200/400 ml, ogni vaso contiene una doppia valvola di sicurezza.

Le pompe a pistone non necessitano di lubrificazione e manutenzione. Dotato di filtro antibatterico.

Modello disponibile con pedale e alimentazione diversa (110 V).

Manuale d'uso in GB, FR, DE, IT, ES.

Produzione italiana.

Caratteristiche tecniche:	<ul style="list-style-type: none">• Dimensioni: 46 x 42 x h 60 cm• Peso: 13 kg• Alimentazione: 220-230 V - 50-60 Hz• Vuoto max: - 0,90 bar (675 mmHg)• Ciclo operativo: continuo• Portata: 60 l/min• Norme: CEI 62-5 (IEC 601-1) 93/42 EEC
----------------------------------	--