



GIMA

ASPIRATORE MAXI ASPEED 90 litri - 2 vasi da 4 litri + pedale - 230V

Codice:	28292
Categoria:	Aspiratori chirurgici ospedalieri
Unità di vendita:	1 pz.
Quantitativi minimi:	1
Dispositivo:	Dispositivo medico
Classe:	II A
NSIS:	1758504
CND:	Z120105
EAN13:	8033717011375



Descrizione: **ASPIRATORI CHIRURGICI MAXI ASPEED**

- Maxi Aspeed 90 l
- Vaso: 2x4l
- Alimentazione: 230 V
- Pedale: SI
- Regolatore direzione flusso (consente di indirizzare i liquidi aspirati verso uno dei due contenitori): SI

Aspiratori chirurgici per aspirare le secrezioni corporee nei blocchi operatori e negli ospedali.

Facili da maneggiare
Dotati di 4 ruote antistatiche con freni e maniglia telescopica.

Ideati per spostamenti continui
Costruiti in plastica molto resistente al caldo e con isolamento elettrico in conformità con le ultime norme europee in materia di sicurezza.

Regolatore di vuoto con vacuometro BAR/PSI e direzione automatica del flusso per poter passare facilmente da un vaso all'altro.

Forniti con 2 vasi in policarbonato autoclavabili con valvola di sicurezza (protezione contro il troppo pieno), set di tubi in silicone sterilizzabili non tossici, filtri antibatterici idrofobici (2) e manuale d'uso multilingue (GB, FR, IT, DE, ES).

Made in Italy.

Caratteristiche tecniche:	Tensione di alimentazione: 230 V - 50/60 Hz
	Rumorosità: 50-60 dBA
	Flusso aria: 90 l/min
	Ciclo operativo: continuo
	Livello vuoto regolabile: 0-0,90 bar (0-90 kPa)
	Dimensioni: 470x580x560 mm
	Peso: 17 kg