



GIMA

SFIGMO SENZA MERCURIO UM-102 - da tavolo

Codice: 32775
Categoria: Sfigmomanometri digitali a colonna
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: II A
NSIS: 1334503
CND: Z1203020599
EAN13: 5060006581311



Descrizione: SFIGMOMANOMETRO SENZA MERCURIO UM-102A - da tavolo

Misuratori di pressione digitali professionali altamente avanzati, alternativi alla colonnina di mercurio

- misurazione pressione auscultatoria
- lettura digitale pulsazioni
- supporto bracciale e impugnatura per il trasporto
- corpo durevole e resistente agli agenti chimici
- vano in ABS e corpo leggero
- colonna del display regolabile per un'agevole analisi dei risultati
- schermo antiriflesso che minimizza i riflessi di luce

Fornito di bracciale per adulti 22-32 cm

Caratteristiche tecniche: **Dimensioni:** 360x96x66 mm
Intervallo di misurazione:
- pressione: 0-300 mmHg ± 3 mmHg
- polso: 40-180 battiti/minuto $\pm 5\%$
Alimentazione: 2 batterie alcaline AA 1,5V