



# GIMA

## ECOGRAFO A COLORI CHISON QBit5

**Codice:** 33877  
**Categoria:** Colourdoppler Chison  
**Unità di vendita:** 1 pz.  
**Quantitativi minimi:** 1  
**Dispositivo:** Dispositivo medico  
**Classe:** II A  
**NSIS:** 1521772  
**CND:** Z11040101  
**EAN13:** 8023279338775



**Descrizione:** ECOCOLORDOPPLER QBit5 - schermo piatto LED 15" ad alta risoluzione.

Fornito con 2 connettori per sonda e 1 supporto connessione per sonde, carrello, tastiera, archivio immagini: HardDisk 32 GB, 6 porte USB, formato VGA, senza sonde.

Doppler conveniente e affidabile dotato di tecnologia avanzata: composizione immagine, quad beam, Q-image, Q-flow, contrasto X permettono di ottenere immagini eccellenti. Il flusso di lavoro lineare e il design ergonomico migliorano l'efficienza.

**Modalità immagine:**

- CFM
- PW
- Doppler pulsato/PD Direzionale
- B/BC
- chroma B/M/PW/CW
- B, 2B, 4B, B/M, M
- trapezoidale su sonda lineare

**Elaborazione delle immagini:**

- Riduzione algoritmo Speckle (SRA)
- stampa diretta da PC o video stampante
- ottimizzazione immagine automatica (AIO)
- fusione armonica immagini (FHI)

**Funzione speciale radiologia:** orientamento 2D e gancio (opzionale)

**Sonda phased array e pacchetto:** la funzione phased array include CW, TDI, ECG, Colore M e pacchetto di calcolo completo incluso PISA/Dp/Dt.

**Dimensioni:** 747 x 517 x 1283 mm

**Peso netto:** 50 Kg