



# GIMA

## ECOGRAFO ECO-5 VET

**Codice:** 34008

**Categoria:** Ecografo veterinaria Chison e Mindray

**Unità di vendita:** 1 pz.

**Quantitativi minimi:** 1

**Dispositivo:** Non dispositivo medico



**EAN13:** 8023279340082

**Descrizione:** CHISON ECO5 VET Colour Doppler schermo LED a colori alta risoluzione 12", memoria 8G alta velocità, 3 porte USB, 2 connettori per sonde, sistema di archiviazione EASYVIEW™, senza sonda.

**Modello imaging:** B, B/B, 4B, B/M, M, CFM, PW

**Elaborazione immagini:**

- MCI (Multicomposizione immagine)
  - trapezoidale
  - ottimizzazione immagine intelligente i-image - PW automatico
  - THI (bilanciamento immagine tessuti)
  - Chroma
  - SRA (Algoritmo riduzione macchia focale)
  - modalità schermo intero
  - sistema digitale beam-former
  - AIO (ottimizzatore immagine automatica)
- Ulteriori caratteristiche come ECO3EXP.

**Caratteristiche tecniche:**

- Dimensioni: 33,5 x 15,5 x h 35 cm
- Peso: 6,5kg
- Schermo: 12" LED a colori alta risoluzione 1.024x768
- Alimentazione:
  - AC 100-240 V, 50-60 Hz
  - Batteria Li-ion ricaricabile

**Dotazione standard:**

- Schermo LED 12" alta risoluzione - a colori
- Memory card 8G
- Tasti di scelta rapida
- Connessione stampante PC
- 3 porte USB
- 1 porta ethernet
- 1 porta video, 1 porta VGA
- 1 porta per interruttore a pedale
- Modalità schermo intero
- Batteria Li-ion ricaricabile 2 ore
- Adattatore
- Pacchetto software standard
- Sistema di archivio immagini Easyview



# GIMA

- **THI (bilanciamento immagine tessuti)**
- **PW (doppler pulsato per rilevare la velocità del flusso di sangue)**