



# GIMA

## BARELLA CON MATERASSO A DEPRESSIONE PLUS disponibile settembre 2024

**Codice:** 34075  
**Categoria:** Materassi a depressione  
**Unità di vendita:** 1 pz.  
**Quantitativi minimi:** 1  
**Dispositivo:** Dispositivo medico  
**Classe:** I  
**NSIS:** 2598606  
**CND:** V08050103  
**EAN13:** 6974442056144



**Descrizione:** BARELLA CON MATERASSO A DEPRESSIONE PLUS

Materassi a depressione utilizzati per trasportare pazienti feriti, evitando compressioni e riducendo il rischio di ulteriori lesioni. TPU durevole e di alta qualità, imbottito con innocuo materiale EPS particolato e conformato in modo tale da adattarsi al corpo umano. Compatibili con raggi X e TAC. Il personale sanitario può utilizzare la pompa ad aria per generare vuoto o pressione negativa, regolando con facilità e rapidità il grado di durezza in base alla gravità delle lesioni. Leggeri, pieghevoli dopo essere stati sgonfiati e facilmente trasportabili. Dotata di quattro maniglie su entrambi i lati, di una pompa ad aria e di una borsa per il trasporto.

**Portata max.: 200 Kg**  
**Dim. materasso aperto: 204x100x5 cm**  
**Peso: 6 kg**