



# GIMA

## CULLA NEONATALE - azzurro

**Codice:** 43502  
**Categoria:** Letti pediatrici e culle  
**Unità di vendita:** 1 pz.  
**Quantitativi minimi:** 1  
**Dispositivo:** Non dispositivo medico



**EAN13:** 8023279435023

**Descrizione:** CULLA NEONATALE - azzurro

**Culle eleganti ed ergonomiche, confortevoli per i neonati.**

**Alloggiamento trasparente in plastica.**

**Le ruote Ø 76 mm (3"), presenti su entrambi i lati, resistenti all'usura, antiscivolo e ammortizzanti, possono ruotare liberamente a 360°.**

**La maniglia maneggevole consente di controllare la molla a gas.**

**Inclinazione 12° Trendelenburg inversa.**

**Altezza regolabile con pompa idraulica.**

**Dimensioni: 875x525xh 650 - 900 mm.**

**Dimensioni dell'imballo: 930x560x850 mm.**

**Fornite con alloggiamento neonato.**