



GIMA

LETTINO PEDIATRICO - 2 manovelle - rosa

Codice: 43507
Categoria: Letti pediatrici e culle
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: I
NSIS: 2321126
CND: V080699
EAN13: 8023279435078



Descrizione: LETTINO PEDIATRICO - 2 manovelle - rosa

Letti pediatrici con struttura in acciaio curvato e saldato.
Parti in plastica in materiale ABS e verniciate con polveri epossidiche.
Le estremità dei lettini sono in PP stampato a soffiaggio per proteggere il letto e il paziente.

Sponde

Sponde alzabili in lega di alluminio con distanza di 8 cm tra le sbarre di protezione. 3 regolazioni dell'altezza, sistema antipizzico per proteggere le mani dei bambini

Asta portaflebo

Asta portaflebo in acciaio inox, portata 15 kg

Comando manuale

Manovelle meccaniche per controllare il sollevamento di schiena e gambe

Portascarpe

Portaoggetti e portascarpe

Rotelle Ø 12,7 cm (5")

Rotelle con freno

Piattaforma

I fori di aerazione concavi sono conformati per garantire un'elevata permeabilità dell'aria e prevengono in modo efficace le piaghe da decubito

Caratteristiche tecniche: Dimensioni: 1880x900xh 1260 mm
Altezza letto: 585 mm
Piattaforma materasso: 1770x720 mm
Regolazione schienale: 0-75° (± 10°)
Regolazione gambe: 0-35° (± 10°)

Dotazione standard: 1 serie di sponde laterali a lunghezza intera
4 molle ad aria
1 asta portaflebo acciaio inox portata 15 kg
Portascarpe
4 attacchi asta portaflebo (2 su ciascuna testiera)



GIMA

2 ganci drenaggio