



GIMA

CARRELLO BASIC KS - small

Codice: 45680
Categoria: Carrelli modulari GIMA
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Non dispositivo medico



EAN13: 8023279456806

Descrizione: CARRELLO BASIC - piccolo

- carrello rivestito con polveri epossidiche antimicrobiche con serratura a chiave
- pannello superiore con bordini sui 4 lati e scomparto integrato
- cassetti su guide con cuscinetti a sfere con sistema di fermo corsa
- maniglia integrata
- 4 rotelle piroettanti Ø 125 mm - 2 con freno
- portarifiuti laterale da 15 l con coperchio e porta cateteri
- dimensioni: piccolo 760x714xh 1.022 mm

Made in Italy.