



GIMA

LAMPADA MS LED FLEX PLUS - su carrello

Codice: 49133
Categoria: Lampade diagnostiche
Unità di vendita: 1 pz.
Quantitativi minimi: 1
Dispositivo: Dispositivo medico
Classe: I



EAN13: 8436562860431

Descrizione: LAMPADA MS LED FLEX PLUS - carrello

Lampada per piccola chirurgia, con luce a LED e braccio flessibile o articolato di grande precisione, che consente di orientare la luce in qualsiasi posizione. La qualità dei materiali impiegati per la fabbricazione la rende particolarmente idonea per l'uso intensivo nelle operazioni chirurgiche e negli esami.

Qualità eccezionale della luce a LED

La potente luce a LED offre un'eccezionale qualità dell'illuminazione e una durata di oltre 50.000 ore. L'alta resa cromatica (Ra 97%) riflette l'eccezionale qualità della luce bianca, per un'eccellente distinzione dei tessuti e la riproduzione di tutti i colori visibili, in modo naturale e preciso.

Design ergonomico

La forma circolare della cupola e l'impugnatura facilitano il posizionamento. Le forme morbide agevolano la pulizia.

Intensità luminosa regolabile

Made in Spain.

Caratteristiche tecniche: Sorgente di luce LED 12W
Resa cromatica > 97%
Intensità luminosa a 50 cm 65.000 lux
Durata lampada 50.000 ore
Regolazione intensità luminosa
Temperatura di colore 4.500 °K
Lunghezza braccio 70 cm
Colore Bianco