



# GIMA

## MISURATORE DI PRESSIONE + ECG OMRON COMPLETE HEM-7350T

**Codice:** 49885  
**Categoria:** Sfigmomanometri digitali Omron  
**Unità di vendita:** 1 pz.  
**Quantitativi minimi:** 1  
**Dispositivo:** Dispositivo medico  
**Classe:** II A  
**NSIS:** 2068337  
**CND:** Z1203020501  
**EAN13:** 4015672112865



**Descrizione:** MISURATORE DI PRESSIONE & ECG OMRON COMPLETE HEM-7350T-E3

OMRON Complete 2-in-1 è un misuratore di pressione arteriosa smart, clinicamente validato e accurato, con ECG a derivazione singola, per risultati semplici, immediati e accurati. Può misurare solo la pressione arteriosa, eseguire solo l'ECG o effettuare entrambi contemporaneamente. Screening rapido di una serie di disturbi cardiaci: AFib, tachicardia, bradicardia e ipertensione. In combinazione con uno smartphone (non incluso), registra, memorizza e trasferisce i risultati. Collegabile all'App OMRON connect per consultare i risultati. Destinato all'utilizzo da parte di professionisti, pazienti con disturbi cardiaci noti o presunti e persone attente alla salute, in ambiente domestico.

Fornito con bracciale Easy Cuff 22-42 cm, 4 batterie AA, borsetta e manuale multilingue in GB, FR, IT, ES, DE, NL, DK, SE, PL, RU.

**Caratteristiche tecniche:**

- Dispositivo**
- Schermo pressione arteriosa: LCD digitale
- Funzionamento: continuo
- Alimentazione: 4 batterie AA alcaline, 1,5 V
- Autonomia batterie: circa 300 misurazioni
- Dimensioni - peso: 232x123xh 98 mm - 550 g
- Dimensioni bracciale: 145x594 mm, (tubo aria: 750 mm)
- Sicurezza: parte applicata Tipo BF, Tipo CF
- Protezione: IP21, apparecchio EM ad alimentazione interna
- ECG
- Derivazioni: derivazione singola
- Intervallo dinamico d'ingresso: 10mV picco a picco
- Risposta in frequenza: 0,67 Hz - 40 Hz
- CMRR: >60 dB
- Impedenza di ingresso: >10 MO
- Misurazione pressione arteriosa
- Metodo: oscillometrico
- Intervallo di misurazione: pressione: 0-299 mmHg;  $\pm 3$  mmHg
- frequenza cardiaca: 40-180 battiti/min  $\pm 5\%$
- Gonfiaggio: automatico con pompa elettrica
- Sgonfiaggio: automatico con valvola di rilascio pressione
- Memoria interna: 90 letture