

# Progettato con un occhio al comfort e alla sicurezza

NordBed Kid assicura un comfort ottimale, nel pieno rispetto dei rigidi requisiti di sicurezza stabiliti dalle norme europee.

## Sponde laterali

NordBed Kid è disponibile con un'ampia gamma di sponde laterali che consentono di personalizzare il letto a misura di bambino. Le sponde sono state progettate con resistenza e rigidità ulteriormente potenziate, per rispondere ai rigorosi requisiti della norma EN50637:2017. Le diverse versioni disponibili sono elencate a seguire.

### Sponde apribili a pacchetto

- ▶ Consentono un'apertura totale o parziale, per facilitare l'accesso, pur garantendo la stabilità del lettino e la sicurezza dell'utilizzatore
- ▶ Pratico meccanismo di blocco superiore, che non impatta sulla resistenza delle sponde
- ▶ Il meccanismo di blocco è stato realizzato in modo da evitare che il bambino possa impigliarsi o ferirsi quando è a letto
- ▶ Disponibili nella variante 40 cm per i letti di misura medium e large e con altezza 80 cm per tutte le misure di letto.

### Sponde abbassabili

- ▶ Pannello unico, abbassabile con un solo movimento per facilitare l'accesso
- ▶ Pratico sistema di sblocco centrale, che consente al caregiver di rimanere di fronte al bambino
- ▶ Disponibile solo con sponda h 40 cm per i letti di misura medium e large

### Sponde in Perspex

- ▶ Speciale alternativa alle barre
- ▶ Trasparenti per assicurare la massima visibilità

### Sponde fisse

- ▶ Sponde fisse disponibili nelle due varianti di altezza, 40cm e 80cm

### Imbottiture e rivestimenti

- ▶ Imbottiture protettive con rivestimento igienico, disponibili per tutti i tipi di sponde; assicurano una protezione supplementare per il bambino e maggior tranquillità al caregiver
- ▶ Tutte le sponde possono essere movimentate senza limitazioni anche quando sono applicate le imbottiture



## Dati tecnici ▼

Per maggiori informazioni sul letto pediatrico NordBed Kid e per consultare il manuale utente si rimanda al sito internet di Invacare.

	Largh. esterna Largh. interna ▼	Lungh. esterna Lungh. interna ▼	Regolaz. altezza ▼	Misure piano rete ▼	Spazio libero sotto il letto ▼	Inclinazione alzatesta ▼
<b>Small</b>	90/80cm	140/146cm	30-80cm	62-7-16-48cm	15cm	0-70°
<b>Medium</b>	90/80cm	160/166cm	30-80cm	67-13-18-55cm	15cm	0-70°
<b>Large</b>	90/80cm	179/185cm	30-80cm	78-15-23-57cm	15cm	0-70°

	Inclinaz. alzagambe ▼	Sollevamento alzapiedi ▼	Peso max utilizzatore ▼	Peso totale (senza terminali letto) ▼	Parte più pesante dell'articolo ▼
<b>Small</b>	0-12°	0-24°	70kg	86kg	44kg
<b>Medium</b>	0-12°	0-30°	70kg	95kg	55kg
<b>Large</b>	0-12°	0-30°	70kg	97kg	55kg

## Colore telaio ▼



**Bianco Traffic**  
RAL: 9016



**Faggio (legno)**



**CE** Certificato da TÜV ai sensi della Norma EN50637:2017

N.B.: I colori possono variare leggermente rispetto a quanto raffigurato.

Tel.: +39 0445 380059  
www.invacare.it  
e-mail: italia@invacare.com

Invacare Mecc san s.r.l.  
Via dei Pini, 62 - 36016  
THIENE (VI) - Italy



© 2020 Invacare International GmbH. All rights reserved. Tutte le informazioni sono aggiornate al momento di andare in stampa. Invacare si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, i dati tecnici e/o le specifiche indicate. Nordbed Kid - IT - 12/2020

## Letto pediatrico NordBed™ Kid



Sicurezza e comfort in tutte le fasi della crescita

SICURO | REGOLABILE | CONFORTEVOLE



# NordBed Kid

Un letto sicuro, che si “trasforma” con i nostri bambini per accompagnarli nella loro crescita

Il nostro nuovo NordBed Kid è la soluzione ideale per l'ambiente domiciliare e le strutture sanitarie

## A misura di bambino

I nostri letti sono pensati per bambini con un'età compresa tra i 3 e i 12 anni o con un'altezza che varia tra 75 e 154 cm. Disponibili in tre misure, possono montare un'ampia varietà di pannelli o sponde di contenimento e sono configurabili per soddisfare al meglio le esigenze di ogni bambino.

Tra le alternative a disposizione troviamo sponde laterali apribili a pacchetto, abbassabili o fisse, con barre o pannelli in Perspex. Tutti i modelli di sponde/pannelli sono disponibili con altezza di 40 cm.; le sponde apribili a pacchetto e quelle fisse vengono proposte anche con altezza di 80 cm, per offrire la soluzione più adatta ai bisogni di ciascun bambino.

Il piano rete, con alzatesta, alzagambe e alzapiedi regolabili, è stato progettato secondo i dati antropometrici e assicura un sostegno anatomico e un eccezionale grado di comfort.

E' disponibile anche un'imbottitura protettiva, realizzata con materiali che assicurano condizioni igieniche ottimali; l'imbottitura viene fissata all'interno delle sponde con un sistema di asole e ganci; garantisce maggior protezione al bambino e rimane al proprio posto anche quando si movimentano le sponde laterali.

## La sicurezza al primo posto

La sicurezza è stata da sempre una priorità nella progettazione di questo letto, a partire dal meccanismo che blocca l'apertura a pacchetto delle sponde, per arrivare alla custodia che alloggia il telecomando, rendendolo inaccessibile ai bambini. Il modello NordBed Kid è conforme alla nuova norma europea EN5063:2017 in materia di sicurezza dei letti medicali pediatrici, ma si caratterizza per un design moderno, che lo rende un prodotto perfettamente collocabile all'interno della propria casa.

## Un ambiente di lavoro sicuro per l'assistente

I nostri letti pediatrici NordBed Kid sono regolabili in altezza a partire da 30 cm, per consentire un accesso facilitato al bambino, fino agli 80 cm, altezza di lavoro ideale per l'assistente o il personale sanitario. Il freno centrale (opzionale), la sponda che si abbassa con sgancio centrale e la movimentazione interamente elettrica del piano rete sono tutti accorgimenti pensati per assicurare condizioni di lavoro confortevoli e sicure per l'assistente.



## I punti di forza del letto pediatrico NordBed Kid

### 1. Dispositivo di blocco sponde apribili

- ▶ Le sponde apribili a pacchetto hanno un dispositivo di blocco superiore, facile da azionare per il caregiver
- ▶ Progettato per assicurare la sicurezza del bambino quando è all'interno del letto

### 2. Telecomando semplice e discreto, con blocco di sicurezza

- ▶ Pulsanti colorati per identificare agevolmente le diverse funzioni
- ▶ Blocco magnetico di sicurezza attivabile dal caregiver per prevenire l'uso improprio



### 3. Alloggiamento sicuro per il telecomando

- ▶ Il telecomando può essere facilmente riposto nel proprio alloggiamento, alla base del letto, fuori dalla portata dei bambini, per garantire che l'azionamento delle diverse funzioni sia gestito solo dal caregiver

### 4. Altezza regolabile

- ▶ Da un livello di 30cm, per consentire ai bambini autosufficienti l'auto-trasferimento, fino ad un'altezza di 80 cm, ideale per gli operatori

E' disponibile anche un materasso pediatrico (Decapo KID)



### Norma di sicurezza EN50637:2017

Il nostro prodotto è conforme alle nuove norme europee sulla sicurezza dei letti medicali pediatrici



### Design

Moderno, adatto all'ambiente domiciliare, finitura in legno chiaro di faggio



### Misure disponibili

Disponibile in tre lunghezze: small, medium e large, per soddisfare le esigenze di ogni bambino

### 5. Vasta scelta di sponde laterali

- ▶ Le diverse varianti di sponde laterali a disposizione permettono di configurare il letto in base ai bisogni del bambino.
- ▶ Tra le opzioni disponibili: sponde apribili a pacchetto, sponde abbassabili e fisse, con barre o Perspex
- ▶ Sponde disponibili in due diverse altezze, 40 e 80 cm.

### 6. Piano rete regolabile

- ▶ La lunghezza del piano rete è stabilita sulla base di dati antropometrici, per garantire al bambino maggior sostegno e un comfort eccezionale

### 7. Configurabilità del piano rete

- ▶ Il piano rete può essere configurato con il solo kit rastofix manuale e telecomando per movimentazione elettrica, oppure interamente movimentato elettricamente tramite telecomando - per garantire al bambino un sostegno ottimale

### Possibili configurazioni del piano rete per NordBed Kid

