



Ausili bagno

Bath aids

Cod. **CA6203L**

COD.ISO 09.12.03.006



Cod. **CA6203L-R24**

COD.ISO 09.12.03.012



Carrozzina da doccia

- Telaio in alluminio verniciato.
- Pedane regolabili in altezza e estraibili.
- Braccioli ribaltabili
- Schienale estraibile.
- Telaio facilmente smontabile.
- Sedile in poliuretano espanso autorepellente con foro WC.
- Con 4 ruote piroettanti Ø 5" con freno (versione CA6203L).
- Con 2 ruote piroettanti Ø 5" con freno + 2 ruote di autospinna da 24" con freno (versione CA6203L-R24).

Shower wheelchair

- Shower wheelchair made of painted aluminium.
- Removable footrests and, adjustable in height.
- Folding armrests
- Removable backrest.
- Frame easy to remove.
- Seat in repellent expanded polyurethane with WC hole.
- 4 swivel wheels (Ø 5") with brake (model CA6203L).
- 2 swivel wheels (Ø 5") with brake and 2 self-propelled wheels (Ø 24") (model CA6203L-R24).

Cod. **CA6206L**

COD.ISO 09.12.03.006



Carrozzina da doccia con basculamento della seduta

- Telaio in alluminio verniciato.
- Pedane regolabili in altezza e estraibili.
- Braccioli ribaltabili
- Poggiatesta regolabile in altezza e profondità

- Schienale estraibile.
- Telaio facilmente smontabile.
- Sedile in poliuretano espanso autorepellente con foro WC.
- Basculamento della seduta fino a 30°
- Con 4 ruote piroettanti Ø 5" con freno.

Shower wheelchair with tilting seat

- Shower wheelchair made of painted aluminium.
- Removable footrests and, adjustable in height.
- Folding armrests
- Headrest adjustable in height and depth

- Removable backrest.
- Frame easy to remove.
- Seat in repellent expanded polyurethane with WC hole.
- Seat tilt up to 30°
- 4 swivel wheels (Ø 5") with brake.

Cod. **CA6204L**

COD.ISO 09.12.03.006



Carrozzina pieghevole da doccia

- Telaio in alluminio verniciato.
- Pedane regolabili in altezza e estraibili.
- Braccioli ribaltabili
- Schienale estraibile.
- Telaio facilmente smontabile.
- Sedile in poliuretano espanso autorepellente con foro WC.
- Con 4 ruote piroettanti Ø 5" con freno

Folding shower wheelchair

- Shower wheelchair made of painted aluminium.
- Removable footrests and, adjustable in height.
- Folding armrests
- Removable backrest.
- Frame easy to remove.
- Seat in repellent expanded polyurethane with WC hole.
- 4 swivel wheels (Ø 5") with brake

Cod. **N31**

CND Y122106
RDM 2289389



Comoda WC pieghevole

- Sedia da comodo pieghevole in acciaio verniciato.
- 4 ruote Ø 100 mm. di cui due con freno.
- Pedane estraibili regolabili in altezza.
- Fianchi e schienale smontabili.
- Sedile imbottito.
- Braccioli imbottiti.
- Imbottitura sedile removibile e piano con foro wc.
- Crociera articolata in ABS orizzontale.

Folding commode WC

- Folding commode chair in varnished steel.
- With Ø 100 mm. 4 wheels, two with brake.
- Removable footrests adjustable in height.
- Removable armrests and backrest.
- Padded seat.
- Padded armrests.
- Removable seat padding and flat surface with WC hole.
- Jointed horizontal crossbar in ABS.

Descrizione Description		N31	CA6203L	CA6203L-R24	CA6206L	CA6204L
			Con seduta da 46.5 cm With seat 46.5 cm	Con seduta da 46.5 cm With seat 46.5 cm	Con seduta da 46.5 cm With seat 46.5 cm	Con seduta da 46.5 cm With seat 46.5 cm
Altezza sedile terra / Height seat from ground	cm	52	50	50	54 (0°)	52
Altezza impugnatura terra / Height handle from ground	cm	89	91	91	102 (0°)	87
Distanza braccioli sedile / Distance armrests seat	cm	21.5	22	22	23	17
Larghezza seduta / Seat width	cm	45	45.5	45.5	45.5	45.5
Larghezza totale / Overall width	cm	53.5	58	62	57	57
Lunghezza Totale / Total length	cm	97	82	102	93,5 (0°) - 124 (30°)	90
Peso / Weight	Kg	13	13	15	16.5	15
Portata / Capacity	Kg	120	120	120	120	120



Ausili bagno

Bath aids

Cod. **CA330**

Sedile da vasca in materiale plastico antiurto

- Supporti regolabile in larghezza.
- Maniglia laterale
- Misure cm. 30 x 70
- Portata 100 Kg.

Bathtub seat in shockproof material

- Width adjustable mounts.
- Side handle
- Measurements cm. 30 x 70
- Maximum load 100 kg.



Bellavita

Cod. **N1101**

COD.ISO 12.36.15.0003

Sollevatore da vasca

Il sollevatore elettrico permette di entrare e uscire dalla vasca da bagno con semplici movimenti. Il facile uso del telecomando, lo schienale reclinabile che consente una buona immersione ed una comoda risalita, la sua robustezza rendono questo prodotto indispensabile per la cura della propria igiene personale. Praticità e sicurezza per il tuo bagno.

- Il più leggero al mondo, solo 9 kg.
- Il più compatto sul mercato, smontabile in 2 parti, permette di ridurre gli spazi di stoccaggio e di trasporto.
- Raggiunge un'altezza max. di 48 cm.
- Facile da pulire, grazie alla sua struttura completamente in plastica.
- Portata fino a 140 kg.
- Inclinazione dello schienale fino a 50° per garantire il massimo relax.
- Batterie al litio, leggere, potenti, piccole e ricaricabili ovunque.

Bath lifter

The electrical bath lifter allows you to enter and exit the bath with simple movements. The simple use of the remote control, the tilting backrest that allows a good diving and an easy surface and its strength, make this product essential for the care of yourself hygiene.

Safety and handiness for your bathroom.

- The lightest in the world, only 9 kg.
- The most compact on the market, detachable in 2 parts, it allows reducing storage spaces and transport.
- It reaches a max. Height of 48 cm.
- Easy to clean, thanks to its full-plastic structure.
- Load 140 kg.
- Max. Backrest tilting of 50° to ensure the greatest comfort.
- Light, powerful, small and rechargeable everywhere, lithium batteries.



N1111

Ausilio vasca

Bath aid



N1112

Poggiatesta per sollevapersona da vasca

Headrest for bathtub patient lift



Cod. **CA357U**

COD.ISO 09.33.03.015

Sedia Girevole da Vasca.

- Seduta ergonomica
- Braccioli
- Dispositivo di blocco rotazione
- Dispositivi di sicurezza ancoraggio vasca
- Portata 100 kg

Swivel bath seat.

- Ergonomic seat
- Armrests
- Locking device of rotation
- Safety system for foothold on bathtub sides
- Max. load 100 kg



Cod. **CA343LW**

Sgabello da doccia in alluminio.

- Regolabile in altezza. (Cm.37-54)
- Seduta circolare.
- Portata 110 Kg.

Aluminum shower tool.

- Height adjustable. (Cm.37-54)
- Rounds seat.
- Max load 110 Kg.



Cod. **CA615**

COD.ISO 09.12.03.006

Sedia WC in acciaio cromato. Regolabile in altezza, su 4 ruote di cui le 2 posteriore con freno

- Copertura seduta sollevabile.
- Altezza regolabile. (Cm.43-53)
- Portata 100 kg

WC Chair Chromed steel frame with 4 wheels, 2 of which at the rear with brakes

- Fold seat cover
- Height Adjustable. (Cm.43-53)
- Max load 100 kg



Ausili bagno

Bath aids



Cod. **CA3362U**

Sedile da vasca in acciaio cromato.

- Schienale removibile.
- Portata 100 Kg.

Cromed steel bathtub.

- Removable backrest.
- Max load 100 Kg.



Cod. **CA3361L**

Sedile da vasca in alluminio.

- Portata 100 Kg.

Aluminum bathtub.

- Max load 100 Kg.



Cod. **CA355L**

- Sedia da doccia in alluminio.**
- Braccioli e schienale removibili
 - Regolabile in altezza (Cm.41-54)
 - Portata 100 Kg

Aluminum shower chair.

- Removable armrests and backrest
- Height adjustable (Cm.36-54)
- Max load 100 kg



Cod. **CA3553L**

- Sedia da doccia in alluminio.**
- Dotata di una seduta anatomica con incavo nella parte anteriore per facilitare l'igiene intima.
 - Braccioli removibili
 - Regolabile in altezza. (Cm. 44,5 - 45,5)
 - Portata 120 Kg

Aluminum Shower tool.

- With an anatomic seat with cut in the front to facilitate intimate hygiene.
- Removable armrests
- Height adjustable. (Cm. 44,5 - 45,5)
- Max load 120 kg



Cod. **CA3512L**

Sgabello doccia in alluminio con schienale removibile.

- Regolabile in altezza. (Cm.36-54)
- Portata 100 Kg.

Aluminum shower stool with removable backrest.

- Height adjustable. (Cm.36-54)
- Max load 100 Kg.



Cod. **CA3402L**

Sgabello da doccia in alluminio.

- Regolabile in altezza. (Cm.36-54)
- Portata 100 Kg.

Aluminum shower stool.

- Height adjustable. (Cm.36-54)
- Max load 100 Kg.



Cod. **CA616**

- Sedia WC in acciaio cromato. Regolabile in altezza, su 4 puntali.**
- Copertura seduta sollevabile.
 - Altezza regolabile (Cm.43 - 53).
 - Portata 100 kg

WC Chair Chromed steel frame with 4 anti-slip tips.

- Fold seat cover
- Height Adjustable (Cm.43 - 53)
- Max load 100 kg



Cod. **CA615L**

- Sedia WC 3 in 1 in alluminio su 4 ruote di cui le 2 posteriori con freno. Regolabile in altezza.**
- Comoda WC in alluminio.
 - Seduta sollevabile.
 - Altezza regolabile. (Cm.46-56)
 - Portata 100 kg

Aluminum Commode WC three-in-one with 4 wheels 2 of which at the rear with Height Adjustable.

- Commode at WC
- Padded and lifting seat
- Height Adjustable (Cm.46-56)
- Max load 100 kg



Ausili bagno

Bath aids



Cod. **CA362L**

Sedia per Doccia e Vasca in alluminio, con ampia seduta

- Ampia seduta (cm.69 x 41)
- Maniglione laterale removibile
- Schienale removibile ed installabile alternativamente sui due lati
- Altezza seduta regolabile. (Cm.47-57)
- N2 ventose per l'ancoraggio sul piano
- Portata 100 Kg.

Aluminum chair for shower and bathtub, with large seat

- Wide seat (cm.69 x 41)
- Removable side handle
- Backrest removable and installable alternatively on both sides
- Adjustable seat height. (cm.47-57)
- N2 suction cups for anchoring on the surface
- Capacity 100 Kg.

Cod. **CA3522L**

Sedia da doccia in alluminio

- Dotata di una seduta anatomica con taglio nella parte anteriore per facilitare l'igiene intima
- Regolabile in altezza (Cm. 34-52)
- Portata 100 Kg

Shower tool made in aluminium

- With an anatomic seat with cut in the front to facilitate intimate hygiene
- Height adjustable (Cm. 34-52)
- Max load 100 kg



Cod. **CA3525L-KD**

Sedia da doccia in alluminio girevole

- Braccioli e schienale removibili
- Seduta girevole a 360°
- Regolabile in altezza (Cm. 51-64)
- Portata 100 kg

Swivel shower chair made in aluminium

- Removable armrests and backrest
- 360° swivel seat
- Height adjustable (Cm. 51-64)
- Max load 100 kg



Cod. **CA669**

Sostegno in alluminio per WC

- Chiudibile
- Regolabile in altezza (Maniglioni Cm. 70-90)
- Pedane di stazionamento ribaltabili
- Portata 100 kg

Aluminum support for WC

- Closeable
- Adjustable in height (Grab bars Cm. 70-90)
- Folding stabilization platforms
- Max load 100 kg



Cod. **CA3552L**

Sgabello da doccia in alluminio.

- Braccioli removibili
- Regolabile in altezza (Cm. 42-54)
- Portata 100 Kg

Aluminum Shower chair.

- Removable armrests
- Height adjustable (cm.42-54)
- Max load 100 kg

Tavoli servitori

Overbed tables

Cod. **D125**

CND Y99 RDM 2258527

- Tavolo servitore regolabile in altezza.
- Struttura in acciaio verniciato.
- Piano servitore in materiale sintetico lavabile.
- Base in acciaio con 4 ruote piroettanti di cui due con freno.
- Dimensioni 77x39x72/113h. cm.

- Overbed table adjustable in height.
- Chrome plated/epoxy gloss finish steel tube.
- Serving tray in washable synthetic material. Steel shaft with 4 swivel casters, two with brake.
- Dimensions 77x39x72/113h. cm.



Cod. **D126**

CND Y1803 RDM 2259714

- Tavolo servitore a leggione regolabile in altezza.
- Struttura in acciaio verniciato.
- Piano servitore in materiale sintetico lavabile.
- Base in acciaio con 4 ruote piroettanti di cui due con freno.
- Dimensioni 76x38x75/120h. cm.
- Angolo piano variabile +/-65°

- Overbed lectern table adjustable in height.
- Steel structure painted. Serving tray in washable synthetic material.
- Base steel with 4 swivel wheels two of which with brakes.
- Dimensions 76x38x75/120h. cm
- Variable table angle +/-65°

