

mediland srl

sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20044 Arese
Milano – Italy

mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

sede legale:
via Freguglia, 2
20122 Milano



ROLLATOR NAVIGATOR AIR

SCHEMA TECNICA

PRODUTTORE: *Rehasense Sp. Z o.o* Ul.
Sulejowska 45G 97-300 Piotrkow
Trybunalski. Polska

DISTRIBUTORE: MEDILAND srl, Viale delle
Industrie 5, 20044 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: Rollator Navigator Air

CODICE ISO: 12.06.09.003

CND: Y122109



CODICE PRODOTTO E REPERTORIO DM - SSN - (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)

NACHL600	ROLLATOR NAVIGATOR AIR, CHAMPAGNE ALU, LARGE, ALTEZZA SEDILE 62 CM
----------	--------------------------------------------------------------------

Nr: 2528394/R

DESCRIZIONE

Il rollator NAVIGATOR AIR è la versione da esterno del modello NAVIGATOR. E' anch'esso stato sviluppato appositamente per gli utenti con artrite e/o con funzionalità limitata delle braccia e delle mani. Il rollator è dotato di supporti per gli avambracci che garantiscono un comfort ottimale. Le maniglie sono regolabili, dispone di pratici accessori .

L'immagine ha il solo scopo di illustrare il prodotto.



mediland srl

sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20044 Arese
Milano – Italy

mediland.it info@mediland.it

T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

sede legale:
via Freguglia, 2
20122 Milano



CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:

- Ampia borsa per trasportare fino a 5 kg
- Grandi ruote anteriori per superare facilmente gli ostacoli
- Passo più lungo per un viaggio più fluido e un maggiore divertimento durante le passeggiate
- Maniglia facile da usare e facilmente regolabile in altezza
- Fascia posteriore di sicurezza integrata, appositamente progettata e adatta a tutte le taglie
- Freno a mano affidabile e facile da usare con funzione di bloccaggio
- Gancio di sicurezza brevettato "Click & Safe"
- Funzione autoportante
- Riflettori di sicurezza su borsa e telaio

Taglia	Peso	Peso massimo utente	Altezza sedile	Larghezza sedile	Larghezza da chiuso	Larghezza totale	Distanza tra le maniglie	Altezza maniglie
Large	12 kg	fino a 200 kg	62 cm	56 cm	28 cm	63 cm	30 cm	Large da 87 a 110 cm

CONFORMITÀ:

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 - EN 12183:2014 ed è marchiata CE.

La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Mediland srl.



Rev_01_2024

