



REHASENSE

LINEA BASE

LASER

IL ROLLATOR STANDARD



LASER

IL ROLLATOR STANDARD



IN SINTESI

- Rollator standard in acciaio
- Cestino metallico incluso 47 cm x 23 cm x 12 cm (W/L/H), max. 5 kg
- Vassoio incluso: 42,5 x 32,5 cm, nero, polipropilene
- Supporto per stampella/bastone e pedale per gradini incluso
- 6 catarifrangenti di sicurezza inclusi
- Sedile: rigido, in plastica nera
- Maniglie di base regolabili in altezza in 9 posizioni differenti
- Impugnature ergonomiche
- Freni efficienti, affidabili e che non richiedono una manutenzione particolare
- Ruote: resistenti pneumatici in TPE di colore nero
- Testato e approvato secondo PN-EN ISO 11199-2

NOTE:

- Facile da montare: è sufficiente inserire le maniglie di spinta nei tubi laterali del telaio perché il rollator LASER sia pronto per l'uso.
- Accessori disponibili: fascia schienale, tappetino antiscivolo per il vassoio, campanelli, lampade a LED e pratiche borse di rete da montare tra le maniglie.

DIMENSIONE & COLORE

L: bianco e nero



SPECIFICHE TECNICHE

Peso	Portata massima	Altezza sedile	Larghezza Sedile	Larghezza da chiuso	Larghezza totale	Lunghezza totale	Distanza tra le maniglie	Altezza delle maniglie	Altezza utilizzatore	Dimensioni ruote	Raggio sterzata
9 kg	130 kg	60 cm	45 cm	18 cm	63 cm	66 cm	47 cm	77-99 cm	150 - 200 cm	20 x 3,5 cm	86 cm



Sistema di chiusura semplice



Maniglie ergonomiche



PORTA STAMPELLA
PEDALE PER GRADINO



DISTRIBUTORE



Seguitemi sui social media



La gestione della qualità di Rehasense è conforme agli standard ISO 9001 e ISO 13485, come confermato da TÜV NORD. I dispositivi medici di Rehasense hanno il marchio CE e soddisfano i requisiti del Regolamento UE 2017/745 (MDR).

