



REHASENSE

LINEA BASE

# ICON 10

CARROZZINA AD AUTOSPINTA  
CON RUOTE POSTERIORI  
ESTRAIBILI E REGOLABILI



# ICON 10

## CARROZZINA AD AUTOSPINTA CON RUOTE POSTERIORI ESTRAIBILI E REGOLABILI



Configurazione illustrata:  
versione standard con ruote posteriori da 24".

ICON 10 è una scelta che assicura sicurezza e affidabilità. Offre un'ampia gamma di regolazioni per soddisfare le esigenze dell'utilizzatore e di chi lo assiste, offrendo il miglior supporto possibile nella vita quotidiana. Le ruote anteriori, le ruote posteriori, le pedane, i braccioli e i freni sono disponibili in varie dimensioni (OPTIONAL su richiesta) Gli accessori e i ricambi possono essere utilizzati anche su altri modelli ICON.

### CARATTERISTICHE

- 6 posizioni di regolazione delle ruote posteriori
- 4 posizioni di regolazione delle ruote anteriori
- Tela schienale e tela sedile in nylon per offrire il massimo comfort
- Sono dotate di viti a testa piatta per evitare traumi da contatto
- Ruota posteriore da 24" in PU
- Ruota anteriore da 8" in PU
- Pedane separate regolabili in altezza, estraibili, girevoli sia internamente che esternamente

### POSSONO ESSERE FORNITE, OPTIONAL:

- Ruotine transito
- Ruotine antiribaltamento.

### COLORE

Silver

### DATI TECNICI

Peso	Portata massima	Tipo crociera	Larghezza sedile	Profondità sedile	Altezza schienale	Altezza maniglie (da terra)
16.6 kg (seduta 45 cm)	140 kg (seduta 35-50 cm)	singola	40-42-45-47-50 cm	40 cm, 45 cm	42 cm	91 cm

### CARATTERISTICHE SPECIALI

Salvo modifiche ed errori



Pedane estraibili, girevoli, regolabili in altezza




Ruote posteriori Quick-release a 6 posizioni di regolazione



Braccioli estraibili e ribaltabili

DISTRIBUTORE



Seguitemi sui social media



La gestione della qualità di Rehasense è conforme agli standard ISO 9001 e ISO 13485, come confermato da TÜV NORD. I dispositivi medici di Rehasense hanno il marchio CE e soddisfano i requisiti del Regolamento UE 2017/745 (MDR).

