

**mediland srl**

Sede amministrativa:  
Viale delle Industrie, 5  
20044 Arese (Mi)  
Italy

Sede legale:  
Via Carlo Freguglia, 2  
20122 Milano  
Italy



**mediland.it** info@mediland.it  
T +39 02997708 F 800-375303

## ICON 10

### SCHEDA TECNICA

**PRODUTTORE:** Rehasense Sp. Z o.o Ul. Sulejowska 45G 97-300 Piotrkow Trybunalski. Polska

**DISTRIBUTORE:** MEDILAND srl, Viale delle Industrie 5, 20044 ARESE (MI)

**DESCRIZIONE:** Carrozzina standard ad autospinta Icon 10

**CODICE ISO:** 12.22.03.003

**REPERTORIO DM - SSN - (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) -** RW01040SL2 Nr: 2523606 /R-  
RW01042SL2 Nr: 2523609 /R - RW01045SL2 Nr: 2523611/R - RW01047SLO Nr: 2523612/R -  
RW01050SLO Nr: 2523613/R

**CND:** Y122106

<b>CODICE PRODOTTO</b>	<b>LARGHEZZA SEDUTA</b>
RW01040SL2	40 CM
RW01042SL2	42 CM
RW01045SL2	45 CM
RW01047SLO	47 CM
RW01050SLO	50 CM



**mediland srl**

Sede amministrativa:  
Viale delle Industrie, 5  
20044 Arese (Mi)  
Italy

Sede legale:  
Via Carlo Freguglia, 2  
20122 Milano  
Italy



**mediland.it** info@mediland.it  
T +39 02997708 F 800-375303

## **DESCRIZIONE:**

Carrozzina pieghevole ad auto-spinta, indicata per un uso quotidiano, in condizioni clinico-ambientali che ne consentano facile manovrabilità.

Telaio in lega di metallo anticorrosione verniciato epossidico.

Ruote posteriori estraibili regolabili verticalmente in 6 posizioni, con corrimano.

Ruote anteriori regolabili in 5 posizioni.

## **CARATTERISTICHE TECNICHE DI BASE:**

- Struttura in lega di metallo (cromo-molibdeno e acciaio)
- Telaio pieghevole, verniciato epossidico, anticorrosione.
- Tela sedile e schienale imbottite, lavabili, ignifughe (fuoco ritardante)
- Braccioli ribaltabili, estraibili, imbottiti, mod. DESK (a scrivania), con proteggi abito in plastica.
- Ruote posteriori 24" x 1 3/8" (DIA cm 60,96), estraibili (quick release)
- Ruote anteriori Pu soft 8" (200x32)
- Freni di stazionamento
- Pedane estraibili, ribaltabili, regolabili in altezza, girevoli sia internamente che esternamente
- Piatti pedana separati in plastica con fascia ferma talloni
- Larghezza seduta cm 40 - 42 - 45 - 47 - 50 cm
- Portata massima Kg. 140
- Peso carrozzina Kg. 16,6 ca. ( mis. 45 cm)

## **CONFORMITÀ:**

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 - EN 12183:2014 ed è marchiata CE.

La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Mediland srl.



Rev\_04\_2024

