



REHASENSE

LINEA BASE

ICON 20

CARROZZINA PIEGHEVOLE LEGGERA



ICON 20

CARROZZINA PIEGHEVOLE LEGGERA



Versione ICON 20 con freni a tamburo per il conducente.

ICON 20 è una carrozzina della linea ICON Mobility, con possibilità di componenti intercambiabili. Carrozzina pieghevole, struttura in lega di alluminio ad alta resistenza ed anticorrosione, ad auto-spinta. ICON 20 è parte di una linea di carrozzine agili e facili da manovrare sia per utilizzo interno che esterno, per poter soddisfare le esigenze di mobilità ed autonomia completa per l'utente. Diverse possibilità di regolazioni consentono all'utente di adattare la carrozzina con soluzioni individuali di utilizzo e funzionalità.

- Piatto pedana separato e fascia ferma talloni
- Braccioli ribaltabili con protezione laterale
- Ruote posteriori anti-foratura in PU, con anello corrimano di spinta, estraibili (quick-release)
- Maniglie di spinta
- Struttura pieghevole per facilitare il trasporto in auto
- Disponibile con e senza il freno per accompagnatore

CARATTERISTICHE

- Carrozzina ad auto-spinta, facile da manovrare
- Portata max. 140 kg, disponibile nelle sedute 40-42-45-47-50 cm
- Struttura telaio pieghevole in lega di alluminio leggera ad alta resistenza
- Pedane separate, estraibili, regolabili in altezza con regolazione della flessione-estensione
- Freno a tamburo su richiesta (OPTIONAL)

COLORE:
Champagne

SPECIFICHE TECNICHE

| Peso da | Portata massima | Larghezza del sedile | Profondità del sedile | Altezza della pedana | Altezza delle maniglie di spinta misurata da terra |
|---|---|----------------------|-----------------------|----------------------|--|
| 14.2 kg (larghezza del sedile 45 cm) | 140 kg (larghezza del sedile 40-50 cm) | 40-42-45-47-50 cm | 40 cm, 45 cm | 42 cm | 91 cm |

CARATTERISTICHE SPECIALI

Salvo modifiche ed errori



Pedane estraibili con rotazione interna ed esterna e fascia ferma talloni



Braccioli ribaltabili per facilitare il trasporto dell'utente



Le ruote posteriori sono dotate di robusti pneumatici in PU antiforatura con trazione per muoversi in autonomia con sistema quick-release

DISTRIBUTORE

Seguitemi sui social media



La gestione della qualità di Rehasense è conforme agli standard ISO 9001 e ISO 13485, come confermato da TÜV NORD. I dispositivi medici di Rehasense hanno il marchio CE e soddisfano i requisiti del Regolamento UE 2017/745 (MDR).

