

mediland srl
Sede amministrativa:
Viale delle Industrie, 5
20044 Arese (Mi)
Italy

Sede legale:
Via Carlo Freguglia, 2
20122 Milano
Italy



mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 F 800-375303

Carrozzina ICON 20

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: Rehasense Sp. Z o.o Ul. Sulejowska 45G 97-300 Piotrkow Trybunalski. Polska

DISTRIBUTORE: MEDILAND srl, Viale delle Industrie 5, 20044 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: Carrozzina pieghevole ad auto-spinta ICON 20

CODICE ISO: 12.22.03.006

CND: Y122106



Codice	Descrizione	Nr.repertorio
RW02040CH1	Carrozzina Leggera Icon 20 cm40, ruote estraibili	2532695/R
RW02042CH1	Carrozzina Leggera Icon 20 cm42, ruote estraibili	2532696/R
RW02045CH1	Carrozzina Leggera Icon 20 cm45, ruote estraibili	2532697/R
RW02047CH1	Carrozzina Leggera Icon 20 cm47, ruote estraibili	2532698/R
RW02050CH1	Carrozzina Leggera Icon 20 cm50, ruote estraibili	2532699/R
RW02040CH3	Carrozzina Leggera Icon 20 cm40, ruote estraibili con freni per accompagnatore	2532700/R
RW02042CH3	Carrozzina Leggera Icon 20 cm42, ruote estraibili con freni per accompagnatore	2532701/R
RW02045CH3	Carrozzina Leggera Icon 20 cm45, ruote estraibili con freni per accompagnatore	2532702/R
RW02047CH3	Carrozzina Leggera Icon 20 cm47, ruote estraibili con freni per accompagnatore	2532703/R
RW02050CH3	Carrozzina Leggera Icon 20 cm50, ruote estraibili con freni per accompagnatore	2532704/R



mediland srl

Sede amministrativa:
Viale delle Industrie, 5
20044 Arese (Mi)
Italy

Sede legale:
Via Carlo Freguglia, 2
20122 Milano
Italy



mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 F 800-375303

DESCRIZIONE

Carrozzina pieghevole ad auto-spinta, struttura in lega di alluminio ad alta resistenza ed anticorrosione. Facile da manovrare, indicata sia per utilizzo interno che esterno, soddisfa le esigenze di mobilità ed autonomia dell'utente.

Diverse possibilità di regolazione consentono all'utente di adattare la carrozzina con soluzioni individuali di utilizzo e funzionalità.

Disponibile sia con che senza freni per accompagnatore.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Piatti pedana separati, in plastica con fascia ferma talloni
- Braccioli ribaltabili con protezione
- Struttura in lega di alluminio ad alta resistenza, anticorrosione
- Ruote posteriori 24" x 1 3/8" (DIA cm 60,96) estraibili (quick-release), copertoni anti-foratura PU, provviste di anello corrimano di spinta
- Telaio pieghevole per facilitare il trasporto in auto
- Freni di stazionamento
- Pedane estraibili con rotazione interna ed esterna
- Larghezza seduta cm 40 - 42 - 45 - 47 - 50 cm
- Portata massima Kg. 140
- Peso carrozzina Kg. 14,2 ca. (mis. 45 cm)

SU RICHIESTA (OPTIONAL)

- Freno a tamburo

CONFORMITÀ:

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 - EN 12183:2014 ed è marchiata CE.

La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Mediland Srl.



Rev_05_2024

