

ICON 30 FAF

CARROZZINA PIEGHEVOLE SUPER LEGGERA



REHASENSE

**NUOVO
PRODOTTO**



ICON 30 FAF

CARROZZINA PIEGHEVOLE SUPER LEGGERA



STABILE E AFFIDABILE

ICON 30 FAF è una carrozzina dinamica, di semplice gestione, notevolmente compatta ed affidabile, ideale per essere utilizzata all'aperto in ogni situazione. Dotata di un telaio pieghevole ma anche estremamente rigido quando la carrozzina è aperta (sistema FAF).

ICON 30 FAF garantisce una vasta gamma di regolazioni personalizzabili e pratiche per l'utente, tra le quali l'opzione di regolare l'inclinazione delle ruote anteriori, di quelle posteriori, permettendo diverse impostazioni di altezza e angolazione della seduta a seconda delle esigenze dell'utente. Realizzata in una lega di alluminio resistente e anti-corrosione, con un telaio laterale rinforzato per assicurare un collegamento stabile e sicuro quando si aggiunge una terza ruota tipo PAWS, Eco Assists o TRACK WHEEL.

CARATTERISTICHE

- Carrozzina ad auto-spinta, estremamente facile da manovrare
- Dotata di molteplici possibilità di regolazione al fine di soddisfare le specifiche necessità dell'utilizzatore
- Molteplici possibilità di regolazione del baricentro
- Ruote posteriori con 2° di regolazione di campanatura
- Maniglie di spinta regolabili in altezza
- Schienale tensionabile
- Pedane fisse

COLORE TELAIO: nero opaco

SPECIFICHE TECNICHE

Peso (larghezza del sedile 40 cm)	Peso di trasporto	Peso massimo utente	Larghezza del sedile	Profondità del sedile	Altezza sedile anteriore	Altezza del sedile posteriore	Altezza dello schienale	Altezza del sedile	Larghezza chiusa	Larghezza totale	Ruote anteriori diametro	Ruote posteriori diametro
12 kg	8,5 kg	125 kg	40 o 45 cm	40 o 45 cm	43,5 - 48,5 cm	39 - 45,5 cm	31 o 34 cm	83 o 86 cm	35 cm	63 o 68 cm	5"/125 mm	24" x 1"

CARATTERISTICHE SPECIALI

Salvo modifiche ed errori



Schienale tensionabile



Ruota antiribaltamento disponibile in opzione



Braccioli rimovibili e regolabili in altezza



Pedane regolabili in altezza



Ruote posteriori lightweight 24" x 1" con pneumatici ad alta pressione



ICON 30 FAF con TRACK WHEEL (solo con versione a doppio braccio)



ICON 30 FAF è la carrozzina ideale per l'utilizzo con PAWS

DISTRIBUTORE



Seguitemi sui social media



La gestione della qualità di Rehasense è conforme agli standard ISO 9001 e ISO 13485, come confermato da TÜV NORD. I dispositivi medici di Rehasense hanno il marchio CE e soddisfano i requisiti del Regolamento UE 2017/745 (MDR).

