

**mediland srl**  
Sede amministrativa:  
Viale delle Industrie, 5  
20044 Arese (Mi)  
Italy

Sede legale:  
Via Carlo Freguglia, 2  
20122 Milano  
Italy



**mediland.it** info@mediland.it  
T +39 02997708 F 800-375303

## Carrozzina Super leggera ICON 30 FAF

### SCHEDA TECNICA

**PRODUTTORE:** Rehasense Sp. Z o.o Ul. Sulejowska 45G 97-300 Piotrkow Trybunalski. Polska

**DISTRIBUTORE:** MEDILAND srl, Viale delle Industrie 5, 20044 ARESE (MI)

**DESCRIZIONE:** Carrozzina pieghevole, super leggera, ad auto-spinta ICON 30 FAF

**CODICE ISO:** 12.22.03.003

**CND:** Y122106



| Codice     | Descrizione   | Nr.Repertorio |
|------------|---|---------------|
| RW03F40BKA | Carrozzina Superleggera pieghevole Icon 30 faf cm 40 profondità 40 cm | 2532716/R     |
| RW03F45BKA | Carrozzina Superleggera pieghevole Icon 30 faf cm 45 profondità 40 cm | 2532717/R     |
| RW03F40BKB | Carrozzina Superleggera pieghevole Icon 30 faf cm 40 profondità 45 cm | 2532718/R     |
| RW03F45BKB | Carrozzina Superleggera pieghevole Icon 30 faf cm 45 profondità 45 cm | 2532719/R     |

### DESCRIZIONE

Carrozzina compatta e affidabile, ideale per essere utilizzata all'aperto in ogni situazione. Dotata di un telaio pieghevole, crociera singola rinforzata con pedane fisse. L'ICON 30 FAF garantisce una vasta gamma di regolazioni personalizzabili e pratiche per l'utente, tra le quali quella di regolare l'assetto delle ruote anteriori e posteriori. Realizzata in una lega di alluminio resistente e anti-corrosione, con un telaio rinforzato per assicurare un collegamento stabile e sicuro quando si aggiunge una terza ruota come PAWS, ECO ASSIS o TRACK WHEEL.



**mediland srl**

Sede amministrativa:  
Viale delle Industrie, 5  
20044 Arese (Mi)  
Italy

Sede legale:  
Via Carlo Freguglia, 2  
20122 Milano  
Italy



**mediland.it** info@mediland.it  
T +39 02997708 F 800-375303

### **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

- Struttura in lega di alluminio ad alta resistenza, anticorrosione
- Estremamente facile da manovrare, dotata di molteplici possibilità di regolazioni
- Telaio pieghevole rinforzato con pedane fisse
- Molteplici possibilità di regolazione dell'assetto
- Angolo di campanatura delle ruote posteriori di 2°
- Schienale tensionabile a 4 fasce
- Maniglie di spinta richiudibili
- Braccioli rimovibili e regolabili in altezza in 5 posizioni, con protezione
- Ruote posteriori lightweight 24"x1" con pneumatici ad alta pressione, provviste di anello corrimano di spinta. Dotate di perno ad estrazione rapida e regolabili in più posizioni, in particolare in 4 posizioni di altezza e 2 posizioni di profondità
- Ruote anteriori regolabili in 4 posizioni
- Forcella anteriore regolabile in inclinazione
- Freni di stazionamento
- Pedane fisse e regolabili in altezza
- Tre larghezze di seduta (40-45-50 cm) e due di profondità di seduta (40-45 cm)
- Portata massima Kg. 125
- Peso carrozzina Kg. 12 (nella configurazione con seduta 40 cm)

### **SU RICHIESTA (OPTIONAL)**

- Ruotine anti ribaltamento

### **CONFORMITÀ**

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 - EN 12183:2014 ed è marchiata CE.

La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Mediland Srl.



Rev\_02\_2024

Uff. reg. Imp. di Milano

R.E.A. MI - 1973393

Cap. Soc. € 387.400,00

P.IVA e C.F. 02292840127

