

mediland srl

sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20044 Arese
Milano – Italy

mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

sede legale:
via Freguglia, 2
20122 Milano



ICON 35 BX autospinta

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: Rehasense Sp. Z o.o Ul.
Sulejowska 45G 97-300 Piotrkow
Trybunalski. Polska

DISTRIBUTORE: MEDILAND srl, Viale delle
Industrie 5, 20044 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: Carrozzina autospinta Icon 35 BX

CODICE ISO: 12.21.06.033

**REPERTORIO DM - SSN - (Art. 1 comma
409 legge 266/2005) - RWB35D2IB3 Nr: -
2523634/R - RWB35D4IB3 Nr: -
2523636/R RWB35D6IB3 Nr: 2523637/R
CND: Y122103**

CODICE PRODOTTO:

RWB35D2IB3 Carrozzina Ultraleggera pieghevole Icon 35 BX 40cm
RWB35D4IB3 Carrozzina Ultraleggera pieghevole Icon 35 BX 45cm
RWB35D6IB3 Carrozzina Ultraleggera pieghevole Icon 35 BX 50cm



L'immagine ha il solo scopo di illustrare il prodotto.

DESCRIZIONE

La carrozzina Icon 35 BX autospinta è una perfetta soluzione alla necessità di effettuare spostamenti nella più totale comodità con un ausilio molto leggero e con un ingombro ridotto.

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:

- Struttura in lega di alluminio, telaio pieghevole con doppia crociera.
- Pedane estraibili e regolabili in altezza.
- Schienale con angolo ergonomico.
- Bracciolo ridotto con imbottitura morbida in PU.
- Freni per accompagnatore con dispositivo di stazionamento.

Uff. reg. Imp. di Milano

R.E.A. MI - 1973393

Cap. Soc. € 387.400,00

P.IVA e C.F. 02292840127



mediland srl

sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20044 Arese
Milano – Italy

mediland.it info@mediland.it

T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

sede legale:
via Freguglia, 2
20122 Milano



- Maniglie per il trasporto della carrozzina da chiusa.
- Schienale pieghevole.
- Ruote piene antiforatura.
- Ruota anteriore 18cm.
- Ruota posteriore 56cm.
- Maniglie di spinta angolate per facilitare la deambulazione.

| Peso da | Peso massimo utente | Altezza anteriore sedile | Altezza posteriore sedile | Larghezza da piegata | Altezza da piegata | Lunghezza da piegata |
|---------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 8,2 kg | 125 kg | 44-49 cm | 44cm | 28 cm | 74 cm | 66 cm |
| 8,2 kg | 126 kg | 44-49 cm | 44cm | 28 cm | 74 cm | 66 cm |

| Larghezza totale | Altezza totale | Profondità sedile | Larghezza sedile | Larghezza tra i braccioli | Altezza braccioli |
|------------------|----------------|-------------------|------------------|---------------------------|-------------------|
| 61 cm | 91 cm | 40 cm | 40 cm | 45 cm | 20 cm |
| 61 cm | 91 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm | 20 cm |

CONFORMITÀ:

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 - EN 12183:2014 ed è marchiata CE.

La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Mediland srl.



Rev: 01_24

