

mediland srl

sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20044 Arese
Milano – Italy

mediland.it info@mediland.it
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

sede legale:
via Freguglia, 2
20122 Milano



ICON 35 BX transito

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: Rehasense Sp. Z o.o Ul.
Sulejowska 45G 97-300 Piotrkow
Trybunalski. Polska

DISTRIBUTORE: MEDILAND srl, Viale delle
Industrie 5, 20044 ARESE (MI)

DESCRIZIONE: Carrozzina da transito Icon 35 BX

CODICE ISO: 12.21.06.045

**REPERTORIO DM - SSN - (Art. 1 comma
409 legge 266/2005) -** RWB35D2IB0 Nr: -
2523645/R - RWB35D4IB0 Nr: - 2523646/
R RWB35D6IB0 Nr: 2523647/R

CND: Y122103

CODICE PRODOTTO:

RWB35D2IB0	Carrozzina Ultraleggera Transito pieghevole Icon 35 BX 40cm
RWB35D4IB0	Carrozzina Ultraleggera Transito pieghevole Icon 35 BX 45cm
RWB35D6IB0	Carrozzina Ultraleggera Transito pieghevole Icon 35 BX 50cm

DESCRIZIONE

La carrozzina Icon 35 BX è una perfetta soluzione alla necessità di effettuare spostamenti nella più totale comodità con un ausilio molto leggero e con un ingombro ridotto.

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:

- Struttura in lega di alluminio, telaio pieghevole con doppia crociera.
- Pedane estraibili e regolabili in altezza.
- Schienale con angolo ergonomico.
- Bracciolo ridotto con imbottitura morbida in PU.
- Freni per accompagnatore con dispositivo di stazionamento.

Uff. reg. Imp. di Milano

R.E.A. MI - 1973393

Cap. Soc. € 387.400,00

P.IVA e C.F. 02292840127



L'immagine ha il solo scopo di illustrare il prodotto.



mediland srl

sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20044 Arese
Milano – Italy

mediland.it info@mediland.it

T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

sede legale:
via Freguglia, 2
20122 Milano



- Maniglie per il trasporto della carrozzina da chiusa.
- Schienale pieghevole.
- Ruote piene antiforatura.
- Ruota anteriore 18cm.
- Ruota posteriore 35,5cm.
- Maniglie di spinta angolate per facilitare la deambulazione.

Peso da	Peso massimo utente	Altezza anteriore sedile	Altezza posteriore sedile	Larghezza da piegata	Altezza da piegata	Lunghezza da piegata
8,2 kg	125 kg	44-49 cm	44cm	28 cm	74 cm	66 cm
8,2 kg	126 kg	44-49 cm	44cm	28 cm	74 cm	66 cm

Larghezza totale	Altezza totale	Profondità sedile	Larghezza sedile	Larghezza tra i braccioli	Altezza braccioli
61 cm	91 cm	40 cm	40 cm	45 cm	20 cm
61 cm	91 cm	40 cm	45 cm	50 cm	20 cm

CONFORMITÀ:

Il dispositivo medico della presente scheda tecnica è conforme a quanto prescritto dall'allegato I del regolamento 2017/745; rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012 - EN 12183:2014 ed è marchiata CE.

La documentazione tecnica è interamente archiviata presso Mediland srl.



Rev 01_2024

