

Il rollator **Elephant Air** con le sue grandi ruote è uno dei migliori rollator per esterni attualmente disponibili. Questo rollator di alta qualità è dotato di larghi pneumatici ad aria per offrire una grande stabilità anche su terreni difficili. Il rollator può essere ripiegato molto facilmente tirando verso l'alto la maniglietta sul sedile. Dopodichè si possono ripiegare anche le ruote in modo da risultare ancora più piccolo e essere facilmente trasportabile. Il rollator pesa in tutto solo 10,68 kg, ed è dotato di una cintura poggiaschiena posteriore, un supporto per bastone e una borsa chiudibile.

Il rollator Elephant Air è adatto sia per uso interno che esterno ed è testato e approvato per un peso utente **fino a 150 kg**.



NEW

Foto: RE1a



NEW

Foto: RE1b

Foto: RE2a



Il rollator chiuso

Rollator Elephant Air	Creme Royal 317001	Nero opaco 317002
Altezza dei manubri (regolabile)	87,3 - 104,8 cm	
Consigliato per utenti con un'altezza di	150 - 195 cm	
Altezza seduta	62 cm	
Larghezza aperto / chiuso	67 cm / 28,0 cm	
Larghezza interna tra i manubri	45,5 - 40,7 cm	
Lunghezza (profondità)	80,5 cm	
Peso (+ borsa 380 g)	10,68 kg	
Portata max. (rollator / borsa)	150 kg / 5 kg	
Freni	2 stazionabili con funzione di parcheggio	
Dimensione ruote	Anteriore e posteriore: 12" / 291 mm	