



## FARMATEK L-1

Farmatek L-1 è un'apparecchiatura per la mobilizzazione CMP ( Continuous Passive Motion ) dell'articolazione del ginocchio e della caviglia. Dotato di un supporto mobile, permette di regolare la lunghezza di estensione, l'angolo e la velocità di trazione. E' possibile scegliere sia una sessione di riabilitazione continua che una sessione con tempi di recupero, settabili secondo le esigenze. Applicabile per riabilitazione sia delle giunture del ginocchio che della caviglia. Fornito anche di telecomando , permette di invertire la direzione di trazione e di interrompere la terapia in base alle esigenze del paziente.



## PROGRAMMI/APPLICAZIONI

- Artropatie
- Artroscopie
- Pseudoartrosi
- Endoprotesi ( es. ricostruzione totale del ginocchio)
- Ricostruzione legamenti
- Profilassi per trombosi
- Fratture
- Artrite
- Periartrite
- Ritardo consolidamento

## BENEFICI CLINICI

- Accelera i processi di guarigione
- Migliora la mobilità delle giunture
- Riduce il ricovero ospedaliero
- Aiuta ad ottenere ottimi risultati di riabilitazione in minor tempo e in modo più comodo
- Non ha effetti collaterali

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Ampiezza movimento piattaforma per ginocchio: 0-410 mm

Ampiezza movimento piattaforma per caviglia: 0-170 mm

Raggio azione supporto : 300-620 (mm)

Raggio estensione ginocchio: -5 - 120°

aggio estensione caviglia: -30°-0-60°

Trazione della piattaforma: 180-840 (N)

Velocità della piattaforma: 0-10.5 (mm/s)

Tempo trattamento continuo: 0-250 (min.)

Peso: 21 KG.

Dimensioni: 920x270x425 mm

Alimentazione: 220V- 50/60Hz