



CND Y180918  
RDM 1167312  
ISO

**B3 KID**

18.09.18.012  
18.09.18.235

seggione polifunzionale basculante pediatrico

seduta di serie L 26-30-35 cm  
sedile basculante 0-32° H ant 51-62 post 50-40 cm  
schienale basculante indipendente H 45 cm  
maniglione di spinta abbattibile regolabile H 90-105 cm  
fiancate estraibili regolabili larghezza 0+4 cm  
sedile anatomico profondità regolabile 30-35 cm  
braccioli regolabili altezza H 13-27 cm  
struttura in acciaio servoassistenza con molle a gas  
ruote posteriori in alluminio piene 300 mm con freni  
perni estrazione rapida ruote posteriori  
ruote anteriori piroettanti 150 mm  
pedane regolabili in altezza estraibili girevoli  
TENS schienale anatomico tensionabile strap velcro  
VTT tappezzeria PL microforato ignifugo classe 11M  
ingombro lunghezza 85 cm  
portata 125 kg



CND Y180918  
RDM 1167311  
ISO

**B5 KID**

18.09.18.012  
18.09.18.235

seggione polifunzionale basculante pediatrico ad autospinta

versione come B3KID con variazione:  
ruote posteriori alluminio piene 500 mm con freni



## standard

## ingombro

## peso

			B5	B3	KID	B5	B3
L26	12.24.06.121	seduta 26	48	40		30	28,0
L30	12.24.06.121	seduta 30	52	44		28	29,0
L35	12.24.06.121	seduta 35	57	49		27	25,0

## a scelta

**VTT**

- VTT tappezzeria PL microforato ignifugo classe 11M  
a scelta colore microforato blu-nero-verde-arancione

**VTI**

- VTI tappezzeria PU impermeabile ignifugo classe 11M nero

**TENS**

- TENS schienale anatomico tensionabile strap velcro

**SSR**

- SSR schienale anatomico supporto rigido



## aggiuntivi

**310SK**

18.09.18.220

poggiamambe elevabile estraibile girevole CPO KID



## aggiuntivi principali

**385**

18.09.18.217

pedana unica estraibile

**395**

12.24.06.118

braccioli regolabili in altezza

**358**

12.24.06.112

poggiatesta regolabile

**367**

12.24.06.109

cuscinetto di spinta per il tronco (Dx o Sx)

**356**

12.24.06.106

divaricatore imbottito regolabile altezza profondità

## serie completa vedi

## prodotto

**VCOL**

telaio di serie colore nero a richiesta rosso-blu

