



<23.3 km
Fino a 45 Km
di autonomia



181 kg
Capacità di
carico



134.7 cm
Raggio di
sterzata



BAJA™ BANDIT

SUPERA I LIMITI!

Il Baja™ Bandit è lo scooter da esterni che stavate aspettando! Avventuratevi con fiducia sapendo di avere a disposizione la miscela perfetta di potenza e agilità per tutti i vostri spostamenti. Questo scooter compatto è progettato per affrontare diversi terreni grazie alle sue sospensioni superiori e all'innovativo sistema di frenata fino a 10 km/h. Alimentato da una leggera batteria al litio per una autonomia fino a 45 km per ogni ciclo di carica, il Baja™ Bandit sarà il vostro nuovo compagno di avventura.

Lo scooter potente e performante più compatto sul mercato!





Sospensione anteriore, posteriore e sedile



Manubrio regolabile



Protezione paraurti anteriore e posteriore

AUTONOMIA DI CARICA (MAX)^{1,3}	Fino a 45 km
CAPACITA' MAX DI CARICO	181 kg
RAGGIO DI STERZATA²	134.7 cm
VELOCITA' MAX¹	10 km/h
LUNGHEZZA E LARGHEZZA^{2,5}	L: 126 cm Larg: 56 cm
SEDILE PROFONDITA' E LARGHEZZA (STANDARD)	Pieghevole, compatto, in vinile nero D: 44 cm (17,3") L: 46,5 cm (18,3")
ALTEZZA SEDILE PIANALE	46 cm
ALTEZZA SEDILE DA TERRA	66 cm
ALTEZZA DA TERRA	4 cm al motore

PESO TOTALE (batterie escluse)⁴	72.3 kg
PESO DEL PEZZO PIU' PESANTE²	31.8 kg (sezione frontale)
SOSPENSIONI	Anteriore, posteriore e sedile
RUOTE ANT.²	9" piene (pneumatiche opzionali)
RUOTE POST.²	9" piene (pneumatiche opzionali)
BATTERIA	40Ah, 36V Ioni di Litio
CARICABATTERIE	Esterno 4A caricatore al litio
PESO DELLA BATT²	17 kg
COLORI DISP.	 Salvia (Sage)  Bronze (Tan)

1. Varia in base al peso dell'utente, al tipo di terreno, alla batteria (AH), carica della batteria, condizioni della batteria e condizioni degli pneumatici. Questa specifica può essere soggetta a una variazione del 10%.
2. A causa delle tolleranze di fabbricazione e del continuo miglioramento del prodotto, questa specifica può variare del 3%.
3. Testato in conformità agli standard ANSI/RESNA, WC Vol. 2, Sezione 4 e ISO 7176-4. I risultati derivano da calcoli teorici basati sulle specifiche della batteria e sulle prestazioni del sistema di azionamento. Test condotto alla massima capacità di peso.
4. Include il peso del sedile standard.
5. Larghezza della base (non include il sedile).

NOTA: Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le informazioni contenute nel presente documento sono corrette al momento della pubblicazione; ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. La velocità e l'autonomia variano in base al peso dell'utente, al tipo di terreno, alla carica della batteria, alle sue condizioni e alla pressione degli pneumatici. A causa delle tolleranze di produzione e del continuo miglioramento del prodotto, lunghezza, larghezza, raggio di sterzata e altezza da terra possono variare del 3%. I sedili ordinati in modo speciale o di dimensioni non standard non sono pieghevoli e regolabili in profondità.